

BARRIER® EasyWarm®+

Aktivt självvärmande filt för engångsbruk



BARRIER® EasyWarm® uppnår en genomsnittlig arbetstemperatur inom 30 minuter, och bibehåller den i upp till 10 timmar.

- Används före, under och efter operation för att effektivt förebygga hypotermi
- Filtens övre och undre del kan lätt lösgöras och återfästas med kardborrband för att anpassas till olika operationslägen
- Filten börjar värmas omedelbart efter att ytterförpackningen avlägsnats
- Fungerar utan extra utrustning eller anslutning till ström

Bruksanvisning



1. Riv upp förpackningen med hjälp av den förklippta fliken i övre vänstra hörnet. Ta ur filten ur förpackningen för att exponera BARRIER® EasyWarm®+ för luft och därmed starta uppvärmningen.



2. Öppna och vik ut BARRIER EasyWarm+ helt. Filten får inte vikas dubbel. När filten exponeras för luft uppnår den en genomsnittlig arbetstemperatur inom 30 minuter, och bibehåller den i upp till 10 timmar.



3. Placera BARRIER® EasyWarm®+ med värmekuddarna uppåt med den vita sidan av filten mot patienten. Ingen extra vikt bör läggas ovanpå värmekuddarna.



4. Under pre- och postoperativa perioden och vid kirurgiska ingrepp på hand, armar och huvud, placeras BARRIER EasyWarm+ över hela kroppen.



5. Vid nedre bukkirurgi eller ingrepp i nedre extremiteter kan BARRIER EasyWarm+ appliceras över de övre extremiteterna och bröstet,



6. För kirurgiska ingrepp ovanför underlivet dela på BARRIER EasyWarm+ och applicera den nedre delen av filten över ben och höft.



7. Vid bukkirurgi dela på BARRIER EasyWarm+ och applicera den övre delen över armar och bröst och den nedre delen placeras över ben och höft.



8. Filten övre och undre del kan lätt lösgöras och återfästas med kardborrband. Den nedre delen kan delas i ytterligare två delar genom att man klipper den vid angiven linje. Detta gör det möjligt att anpassa filten till olika kirurgiska ingrepp.

Användarguide

- Används endast under överinseende av sjukvårdspersonal.
- Lägg filten på patienten med värmekuddarna uppåt och den vita sidan av filten vänd mot patienten. Korrekt sida indikeras av "THIS SIDE UP"-markeringen på filten.
- Vik inte filten dubbel.
- Undvik att lägga extra vikt (inklusive medicinska instrument) eller tryck på filten. Patientens händer, armar och ben skall inte placeras ovanpå filten.
- Övervaka regelbundet hudreaktioner enligt klinisk praxis.
- Används på vuxna patienter från 18 år och uppåt.

Förebyggande åtgärder

- Filten ska inte användas till patienter med svårt nedsatt perifer cirkulation (inklusive huden).
- Filten får inte användas i en syrerik miljö, t.ex. får filten inte användas vid syrebehandling i tryckkammare och värmekuddarna får inte komma i kontakt med syrebaserad behandling eller apparatur.
- Värmekuddarna innehåller metall och är ej genomlysningbara. Filten måste tas bort innan du tar bilder med MR- eller röntgenutrustning.
- Värme som genereras från filten kan orsaka ökad läkemedelstillförsel från transdermala medicineringssystem (plåster).

BARRIER® EasyWarm®+ aktivt självvärmande filt

Art. nr.	Produkt	Material	Förpackning	TRP
629910	12 luftaktiverade värmedyner (13 cm x 10 cm) integreras i fickorna på det övre lagret. Filtens storlek är 152 x 92 cm.	Flera lager SMS (polypropen). De olika lagren och fickorna sys med polyester / bomullstråd. Värmedynerna är tillverkade av luftgenomsläppliga påsar som innehåller aktivt kol, lera, salt och järnpulver.	Vakuumförpackade i en lufttät polymerpåse. Påsarna är förpackad i en transportkartong med bubbelplast.	7 st

Operationsläge

BARRIER® EasyWarm®+ är utformad för att vara flexibel och passa för många olika typer av kirurgiska ingrepp. Se nedan förslag på hur man placerar filten för några av de vanligaste kirurgiska ingreppen.



Buk



Laoaroskopi



Knä



Axel



Axel



Rygg



Urologi/gynekologi



Urologi/gynekologi



Urologi/gynekologi



Höft



Höft



Öron/näsa/hals

Läs mer på www.molnlycke.se

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, Gamlestadsvägen 3 C, 402 52 Göteborg, Sverige.
Telefon 031 722 30 00. Mölnlycke, BARRIER och EasyWarm varumärken, namn och logotyper är registrerade globalt hos ett eller flera företag inom Mölnlycke Health Care. ©2023 Mölnlycke Health Care AB.
Alla rättigheter förbehållna. SESU1432401

