



- Axelveck som ger överkroppen rörelsefrihet
- Ärmarna är riktade framåt, vilket överensstämmer med en naturlig arbetsställning
- Långa underärmar som ger ökad rörelsefrihet och minskar risken för att handskarna glider ner

BARRIER® operationsrock – Ultimate

- Mycket mjukt och ljudlöst material
- Maximal andningsgrad för bästa komfort
- Vätskeavstötande som ger ett utmärkt skydd
- Ergonomisk design, för optimal rörelsefrihet
- Rocken finns i två olika kvaliteter, Standard och High performance¹

Standard Performance	Art.nr	Beskrivning	Stl.	Längd	Bredd	Förp.
	680102	Operationsrock SP, två handdukar, inslagen	L	121 cm	150 cm	18/36
	680103	Operationsrock SP, två handdukar, inslagen	L-L	137 cm	150 cm	16/32
	680104	Operationsrock SP, två handdukar, inslagen	XL	132 cm	170 cm	16/32
	680105	Operationsrock SP, två handdukar, inslagen	XL-L	148 cm	170 cm	16/32
	680106	Operationsrock SP, två handdukar, inslagen	XXL-L	147 cm	184 cm	14/28

SP = Standard Performance

High Performance	Art.nr	Beskrivning	Stl.	Längd	Bredd	Förp.
	690102	Operationsrock HP, två handdukar, inslagen	L	121 cm	150 cm	16/32
	690103	Operationsrock HP, två handdukar, inslagen	L-L	137 cm	150 cm	14/28
	690104	Operationsrock HP, två handdukar, inslagen	XL	132 cm	170 cm	14/28
	690105	Operationsrock HP, två handdukar, inslagen	XL-L	148 cm	170 cm	14/28
	690106	Operationsrock HP, två handdukar, inslagen	XXL-L	147 cm	184 cm	12/24
	690107	Operationsrock HP, två handdukar, inslagen	XXL-XL	167 cm	184 cm	12/24

HP = High Performance

- Impermeabel frontförstärkning som minimerar risk för genomsläpp
- Andningsbar för ökad komfort
- Impermeabel ärmförstärkning som går över armbågen vilket minimerar risk för genomsläpp
- Ultraljudsvetsad ärm
- Absorberande och mjuk för en bekväm känsla



Material på rocken	Rock & ärmar: Nonwoven polypropen fibrer Frontförstärkning: Polyetylenplastfilm (andningsbar) Ärmförstärkning: Polyetylenplastfilm, viskos/polyester
Produktklassifikation	European Standard EN 13795:2011 Standard Performance och ANSI/AAMI PB70:2012 nivå 3. European Standard EN 13795:2011 High Performance och ANSI/AAMI PB70:2012 nivå 3.
Förpackning	Rockarna ligger förpackade i sin produktförpackning, i dubbla kartonger (avdelningsförpackning och transportförpackning) som skyddar dem mot damm, fukt och skador under transport, hantering och förvaring.
Miljö	På Mölnlycke Health Care har vi ett långvarigt åtagande att se till att vår verksamhet har en så liten effekt som möjligt på miljön, utan att kompromissa med effektiviteten och tillförlitligheten när det gäller våra produkter och vår service. Ett sunt miljötankande är en prioritet i vår tillverkning och på våra anläggningar runt om i världen.

Referenser

1. European Standard EN 13795:2011 Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices for patients, clinical staff and equipment – General requirements for manufacturers, processors and products, test methods, performance requirements and performance levels. 2. ANSI/AAMI PB70:2012 Liquid performance and classification of protective apparel and drapes for use in health care facilities.

Läs mer på www.molnlycke.se

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, 402 52 Göteborg. Tel. 031-722 30 00.

Namnet Mölnlycke Health Care och logotypen och BARRIER® är registrerade globalt och tillhör något av företagen inom Mölnlycke Health Care-koncernen. © 2015. Mölnlycke Health Care AB. Alla rättigheter förbehållna.