




- Långa ärmar för att minska muddens rörelse vilket bidrar till att upprätthålla sterilitet
- Generösa storlekar för en universell passform


## BARRIER® operationsrock - Universal

- Generösa storlekar för en universell passform
- Behandlad för att ge ett ökat skydd mot vätskor
- Långa ärmar för att minska muddens rörelse vilket bidrar till att upprätthålla sterilitet
- Lämplig för ingrepp med medelstor till stor vätskemängd

| Standard Performance                                                              | Art.nr   | Beskrivning                                | Storlek | Längd  | Bredd  | Förp. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|---------|--------|--------|-------|
|  | 93000621 | Operationsrock SP, två handdukar, inslagen | L       | 127 cm | 152 cm | 26    |
|                                                                                   | 93000622 | Operationsrock SP, två handdukar, inslagen | LL      | 142 cm | 152 cm | 26    |
|                                                                                   | 93000623 | Operationsrock SP, två handdukar, inslagen | XL      | 137 cm | 171 cm | 26    |
|                                                                                   | 93000624 | Operationsrock SP, två handdukar, inslagen | XL-L    | 152 cm | 171 cm | 24    |
|                                                                                   | 93000625 | Operationsrock SP, två handdukar, inslagen | XXL-L   | 167 cm | 180 cm | 22    |

SP = Standard Performance

- Ultraljudssvetsad ärm för ökad vätskeavvisning

| High Performance                                                                   | Art.nr   | Beskrivning                                | Storlek | Längd  | Bredd  | Förp. |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|---------|--------|--------|-------|
|  | 93000721 | Operationsrock HP, två handdukar, inslagen | L       | 127 cm | 152 cm | 24    |
|                                                                                    | 93000722 | Operationsrock HP, två handdukar, inslagen | LL      | 142 cm | 152 cm | 24    |
|                                                                                    | 93000723 | Operationsrock HP, två handdukar, inslagen | XL      | 137 cm | 171 cm | 24    |
|                                                                                    | 93000724 | Operationsrock HP, två handdukar, inslagen | XL-L    | 152 cm | 171 cm | 22    |
|                                                                                    | 93000725 | Operationsrock HP, två handdukar, inslagen | XXL-L   | 167 cm | 180 cm | 20    |

HP = High Performance



- Impermeabel förstärkning i front och ärmar vilket minimerar risk för genomsläpp
- Ultraljudssvetsad ärm för ökad vätskeavvisning



|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Material i rocken</b>      | Rock & ärmar: Nonwoven polypropen fibrer<br>Frontförstärkning: Polyetylenplastfilm, polyester nonwoven<br>Ärmförstärkning: Polyetylenplastfilm, polyester nonwoven                                                                                                                                                                                       |
| <b>Produkt klassifikation</b> | European Standard EN 13795:2011 Standard Performance och ANSI/AAMI PB70:2012 nivå 3.<br>European Standard EN 13795:2011 High Performance och ANSI/AAMI PB70:2012 nivå 3.                                                                                                                                                                                 |
| <b>Förpackning</b>            | Rockarna ligger förpackade i sin produktförpackning, i en skyddande påse i transportförpackningen som skyddar dem mot damm, fukt och skador under transport, hantering och förvaring.                                                                                                                                                                    |
| <b>Miljö</b>                  | På Mölnlycke Health Care har vi ett långvarigt åtagande att se till att vår verksamhet har en så liten effekt som möjligt på miljön, utan att kompromissa med effektiviteten och tillförlitligheten när det gäller våra produkter och vår service. Ett sunt miljötänkande är en prioritet i vår tillverkning och på våra anläggningar runt om i världen. |

Läs mer på [www.molnlycke.se](http://www.molnlycke.se)

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, 402 52 Göteborg. Tel. 031-722 30 00.

Namnet Mölnlycke Health Care och logotypen och BARRIER® är registrerade globalt och tillhör något av företagen inom Mölnlycke Health Care-koncernen. © 2015. Mölnlycke Health Care AB. Alla rättigheter förbehållna. SESU0031506