


Monopolär L-hook

Truly customized laparoscopic solutions




5 mm laparoskopisk monopolär L-hook som ger exakt, kontrollerad dissektion och koagulering av kärl och vävnader.


- Bekvämt engångsinstrument för effektiv monopolär diatermi
- Lätt handtag med ergonomisk design
- Isolerat 33 cm skaft ger säker strömkontroll
- Finns med 3m lång engångskabel, för optimal flexibilitet och bekvämlighet
- Finns både för dina skräddarsydda kundanpassade set och som enstycksförpackad



Hook.



Monopolär L-hook med kabel.



Monopolär L-hook utan kabel.

Art. Nr.	Beskrivning	Stlk	Längd	Avd Fp
899100	Monopolär L-hook	5 mm	33 cm	10
899101	Monopolär L-hook med kabel	5 mm	33 cm	10

Juridisk tillverkare: Unimax Medical Systems Inc.

Importerat och distribuerat av: Mölnlycke Health Care AB

Läs mer på www.molnlycke.se

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, Gamlestadsvägen 3 C, 402 52 Göteborg. Tel 031 722 30 00.
Mölnlycke Health Care- och ProcedurePak®-varumärken och logotyper är globalt registrerade av ett eller flera företag i Mölnlycke Health Care Group. © 2017. Mölnlycke Health Care AB. Med ensamrätt. HOSU0095



Mölnlycke®