


Monopolär sax

Truly customised laparoscopic solutions




Monopolär sax är ett sterilt engångsinstrument för minimalinvasiva kirurgiska ingrepp där det finns behov för att klippa och dissekera vävnad. Den sekundära funktionen är monopolär diatermi för att koagulera vävnad. Rekommenderas för användning tillsammans med Mölnlyckes monopolära instrumentkablar.

- Engångsinstrument eliminerar behov av slipning, rengöring och steriliseringskostnader
- Metzenbaumbladet klipper exakt utmed hela bladets längd
- Blad av rostfritt premiumstål garanterar skärpa under hela ingreppet
- Fullt isolerat skaft säkerställer effektiv strömhållning
- Finns i två i skaftlängder, 33cm och 45cm samt två längder på saxbladen 18mm och mini 12mm.
- Finns både för dina skräddarsydda kundanpassade set och som enstycksförpackad.



Saxblad



Monopolär sax - Metzenbaum

Art. nr.	Beskrivning	Storlek	Längd	Avd. förp.
899216	Monopolär sax - Metzenbaum	5mm	33cm	10
899217	Monopolär sax - Mini-Metzenbaum	5mm	33cm	10
899218	Monopolär sax - Metzenbaum	5mm	45cm	10

Monopolära instrumentkablar

Art. nr.	Beskrivning	Avd. förp.
899110	Monopolär instrumentkabel universal 4mm	40
899111	Monopolär instrumentkabel universal 8mm	40



Juridisk tillverkare: Unimax Medical Systems Inc.
Importerat och distribuerat av: Mölnlycke Health Care AB

Läs mer på www.molnlycke.se

Mölnlycke Health Care AB, P.O. Box 13080, Gamlestadsvägen 3 C, 402 52 Göteborg, Sverige. Telefon 031-722 30 00
Mölnlyckes varumärke, namn och logotyp är registrerat globalt till ett eller flera av Mölnlycke Health Care -företagsgruppen.
© 2021 Mölnlycke Health Care AB. Alla rättigheter förbehållna.