


M.O.R.A. Laparoskopisk tork

Truly customised laparoscopic solutions



Art. nr. kundanpassade set	Beskrivning	Storlek	Antal/kuvert
2324536	M.O.R.A Laparoskopisk tork	3 x 40 cm	5 st

Artikel nr.	Beskrivning	Storlek	Antal/kuvert - Kuvert/TRP
97110440-00	M.O.R.A Laparoskopisk tork	3 x 40 cm	5 st 19 kuvert

M.O.R.A. Laparoskopisk tork är röntgendetekterbar, absorberande, inslagen och med kontrolletiketter.

Komponent information	
Material tork:	Spunlaced viscose/ polyester nonwoven 70g/m2
Röntgentråd:	PVC, Bariumsulfat
Typ av förordning:	MDD Class IIa
MDD klassifikation	Rule 7
Ursprungsland:	China
Hållbarhetstid:	5 år

Läs mer på www.molnlycke.se

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, Gamlestadvägen 3c, 402 52 Göteborg. Telefon 031-722 30 00. Mölnlycke-varumärket, namn och logotyp är globalt registrerade av en eller flera företag i Mölnlycke Health Care-gruppen. © 2019. Mölnlycke Health Care AB. Med ensamrätt. SESU0802106


Mölnlycke®