

Avance® Solo

Undertrycksbehandling utan kompromisser

NYHET!

Hej,

Med detta brev vill vi informera er att Mölnlyckes nya undertryckspump Avance Solo finns på kontrakt i Västra Götalandsregionen och kan beställas fr.o.m. 1 april 2022.

Avance Solo är en liten, kraftfull pump, en hybrid av de stora stationära pumparna och de små engångspumpar som finns utan behållare, och kan användas till alla lågt och måttligt vätskande sår. Systemet har visat sig ge mycket fina behandlingsresultat.

Funktioner och fördelar:

- Batteridrivna lita pumpar 14 dagars behandlingstid
- Reglerat undertryck -125mmHg, hela behandlingstiden
- Utbytbara behållare 50ml
- CFM teknologi Kontrollerad vätskehantering och dubbellumen.
- Flexibilitet Allt-i-ett förband eller film/svamp utifrån sårtyp
- Safetac Dokumenterat skonsamt silikon på filmer/förband.
- Säkerhet Ljus/ljud alarm vid störningar

Klicka om du vill läsa mer om Avance Solo

Avance Solo

Vill du lära dig mer om Avance Solo?

Mölnlycke arrangerar regelbundet NPWT utbildningsseminarium med fokus på Avance Solo under våren/hösten både online via teams och på Mölnlyckes huvudkontor i Göteborg på Gamlestadsvägen 3C samt på vissa sjukhus i regionen.

Länk till information, datum och registrering:

[Avance Solo - Seminarium](#)



Vi kommer gärna ut till er för genomgång av systemet, antingen fysiskt eller online via teams, kontakta oss i vändande mail. Vi ser fram emot att träffa er framöver!



Anneli Bjönness
Distriktsansvarig Sår
Mobil: 0704 293 090
anneli.bjonness@molnlycke.com



Caroline Olofsson
NPWT Ansvarig Sverige
Mobil: 073 77 33 863
caroline.olofsson@molnlycke.com


Mölnlycke®