


# Mölnlycke® Pulsed Lavage

Truly customised orthopaedic solutions



Batteri



Nät drift

Mölnlycke Pulsed Lavage är DEHP fri

Mölnlycke® Pulsed Lavage, för engångsbruk använder högt tryck för att effektivt rengöra och avlägsna benfragment vid proteskirurgi. Det ökar cementpenetrationen in i den porösa benvävnaden för en potentiellt starkare implantatfixering och reducering av revisionsfrekvensen. Det är också ett effektivt mekaniskt sårdebrideringssystem för rengöring av sår, avlägsnande av smuts, nekrotisk vävnad och skräp.

## Finns i två versioner: nät drift och batteri

- Nät drift: miljövänlig version tack vare avsaknaden av alkaliska batterier. Handenhet för engångsbruk och återanvändbart nätaggregat
- Inbyggt batteri: en flexibel och mobil version med ett inbyggt batteripaket i handenheten, för ett snabbt och enkelt batteribyte

## Ingår i Pulsed Lavage

- Ergonomisk och bekväm handenhet
- Kort koniskt spolmunstycke med stänkskydd
- Långt spolmunstycke för femur
- Integrerad 3 meter lång sug- och spolslang
- Renssticka för rengöring av spolmunstycke för femur

## Enstyktsförpackad eller inkluderad i Mölnlycke® kundanpassade set

- Inkludera Pulsed Lavage i era Mölnlycke kundanpassade set för ökad effektivitet
- Finns även som enstyktsförpackat alternativ

## Höftrevisionsmunstycke

- För höftrevisionskirurgi har vi ett speciellt munstycke för att hantera små ben- och cementdelar. Finns som steril enstyktsförpackad

\* Pulsed Lavage lagliga tillverkare är Kaiser Medical Technology Co., Ltd.

## Mölnlycke® Pulsed Lavage – nät drift

### Steril enstyckspackad

Art. nr.	Beskrivning	Avd.	TRP
9750000	Pulsed Lavage system, nät drift	1	5
9752000	AC Power Supply (AC100~240V), Europe	1	10
9751000	Borstmunstycke för femur	1	10
9751001	Kort spolmunstycke koniskt 30mm, längd 8,5cm	1	10
9751002	Långt spolmunstycke för femur, längd 19cm	1	10
9751003	Höftrevisionsmunstycke	1	20

### Tillgängligt i kundanpassade set


Art. nr.	Beskrivning
2322130-00	Pulsed Lavage system, nät drift
2320481-00	Borstmunstycke för femur



Nät drift



Nät aggregat




Borstmunstycke för femur



Höftrevisionsmunstycke



Kort spolmunstycke koniskt



Långt spolmunstycke för femur


## Mölnlycke® Pulsed Lavage – inbyggt batteri

### Steril enstycksförpackad


Art. nr.	Beskrivning	Avd.	TRP
9750003	Pulsed Lavage system, inbyggt batteri	1	5
9751004	Borstmunstycke för femur	1	10
9751005	Kort spolmunstycke koniskt 30mm, längd 8,5cm	1	10
9751006	Långt spolmunstycke för femur, längd 19cm	1	10
9751007	Höftrevisionsmunstycke	1	20

### Tillgängligt i kundanpassade set


Art. nr.	Beskrivning
2324050-00	Pulsed Lavage system, inbyggt batteri
2325431-00	Borstmunstycke för femur




Inbyggt batteri




Borstmunstycke för femur



Kort spolmunstycke koniskt



Höftrevisionsmunstycke



Långt spolmunstycke för femur

Läs mer på [www.molnlycke.se](http://www.molnlycke.se)

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, Gamlestadsvägen 3c, 402 52 Göteborg. Telefon 031-722 30 00.  
Mölnlycke-varumärket, namn och logotyp är globalt registrerade till en eller flera företag i Mölnlycke Health Care-gruppen.  
© 2021 Mölnlycke Health Care AB. Med ensamrätt.

  
**Mölnlycke®**