



Solutions pour le
bloc opératoire
catalogue produit 2024



Voici Mölnlycke

Une société MedTech innovante et humaine

Nous sommes un partenaire de confiance motivé par des objectifs précis, leader de notre secteur en matière de **durabilité**, de **centrage sur le client** et de **numérisation**.

Le groupe Mölnlycke est divisé en quatre domaines d'activité afin d'être encore plus proche du client :

- Soins des plaies
- Solutions pour le bloc opératoire
- Gants
- Antiseptiques

Nos marques les plus connues sont Mepilex®, Mepitel®, BARRIER®, ProcedurePak®, Biogel® et Hibi®.

Index

Voici Mölnlycke	2	ORL/Dentaire	32	Coiffes BARRIER®	70
Trousses composites Mölnlycke®	4	Laparoscopie	34	Basic	72
L'offre de services logistiques de Mölnlycke	6	Générale/Abdominale	36	Standard	73
Portail Mölnlycke®	7	Gynécologique	38	Special	74
Code de couleurs pour une efficacité accrue	8	Neurochirurgie	40	Extra Comfort	75
Instruments chirurgicaux Mölnlycke®	9	Obstétrique	41	Masques médicaux BARRIER®	77
Sac d'extraction détachable	10	Ophthalmologie	42	Standard (type II)	79
Électrode monopolaire à crochet L	10	Orthopédie	45	Special (type II)	80
Ciseaux monopolaires	10	Urologie	50	Extra Protection (II R)	81
Aiguille de Veress.....	10	Accessoires		Personal Protection	83
Kit d'aspiration et d'irrigation	10	Housses de Mayo	51	Pyjamas de bloc BARRIER®	85
Trocarts	11	Champs de table	52	Basic	86
Instruments monopolaires	13	Champs stérilisables	53	Extra Comfort	87
Mölnlycke® Pulsed Lavage	14	Champ d'isolation pour appareillage	54	Clean Air Suits	88
Mölnlycke® bistouri électrique avec aspiration de fumée intégrée	15	Poches de recueil	56	Warm-Up Jacket	89
Drapage BARRIER®	16	OP-tape / Passe-tubulures	57	Vêtements de visiteurs-patients	91
Légende	17	Jambières	58	Patient warming	91
Trousses et champs universels		Autre	59	Blouses de protection	92
Drapage avec bords confortables	19	Gazes et compresses		Tabliers	92
Trousses universelles	20	Compresses standard XRD	60	Blouses de protection AAMI 2	92
Drapage universel certifié ISCC	22	Compresses spécial XRD	61		
Champs fendus	24	Gaze XRD.....	62		
Champs opératoires	25	Blouses opératoires BARRIER®	63		
Champs troués	27	Primary (SMS).....	65		
Film d'incision	28	Primary Plus (SMS).....	66		
Trousses et champs de spécialité		Ultimate (SMS)	67		
Angiographie	29	Classic (Spunlace).....	68		
Cardio-vasculaire	30	Fluid protection plus (Laminé)	69		
		Virus protection plus (Laminé).....	69		

Trousses ProcedurePak®

Les trousse sur mesure personnalisées incluent tous les dispositifs médicaux à usage unique nécessaires pour une intervention chirurgicale spécifique. Le niveau de personnalisation crée des gains d'efficacité de nombreuses manières. Les trousse ProcedurePak® de Mölnlycke® offrent les bons produits pour chaque intervention. Être capable d'adapter rapidement les trousse aux nouvelles procédures ou aux développements de produits signifie que vous pouvez vous préparer à de nouvelles méthodes de travail et les rendre disponibles plus rapidement aux patients. De plus, en raison de la qualité élevée et de la facilité d'utilisation des packs, le personnel bénéficiera d'une atmosphère de travail sans encombre, en particulier lors de la mise en place. Individuellement, ces gains d'efficacité peuvent être importants.

Les trousse ProcedurePak mènent à de meilleurs soins pour plus de patients

Les trousse sur mesure permettent déjà de gagner du temps. Mais il y a plus de gains d'efficacité à l'hôpital. Les ProcedurePak offrent une solution complète offrant des produits spécifiques à la procédure dans un seul emballage. En conséquence, nous offrons la sécurité la plus élevée, de nombreuses options de livraison et de logistique, ainsi qu'une assistance et une formation continues. Ensemble, ces éléments permettent d'économiser du temps, des efforts et des coûts cumulés. Cela libère des ressources précieuses, ce qui peut générer de nouveaux gains d'efficacité et de traiter des patients avec de meilleurs soins.

Une vraie solution personnalisée

Avec la quantité et qualité des composants disponibles, vous avez toujours la configuration optimale pour une procédure chirurgicale spécifique.

La garantie de la plus haute sécurité

Tous les composants et l'emballage lui-même répondent aux normes les plus strictes et garantissent la sécurité du patient et du personnel.

Conseils d'experts, formation et support

L'équipe d'experts Mölnlycke est toujours prête pour le soutien, la formation et les conseils en matière d'efficacité.

Livraison et logistique fiables

Livraison et stockage adaptés à vos besoins - pour que la bonne trousse est toujours disponible quand vous en avez besoin.



Sécurité et efficacité au bloc opératoire pour une fluidité optimale

Plus vous ajoutez, plus vous y gagnez

ProcedurePak est une solution de service complet personnalisée qui combine des produits spécifiques à l'intervention et des options de livraison et de logistique adaptées à votre hôpital. Autrement dit : le bon produit, au bon endroit et au bon moment.



Gains significatifs de **temps**,
d'**argent** et des **déchets**


Un flux de travail qui fonctionne pour vous - services logistiques

Nous comprenons votre défi constant d'améliorer l'efficacité et la satisfaction de vos patients. Et nous sommes là pour vous aider. C'est pourquoi nos troussees sur mesure sont plus que des produits. Il s'agit d'une solution sur mesure qui peut être adaptée à vos besoins individuels - d'une large gamme de services logistiques à une liste de composants constamment mise à jour. Rendons votre flux de travail aussi simple, clair et efficace que possible.



Grâce à l'utilisation de troussees, les équipes de bloc opératoire ont **réduit de 35 %¹ le temps de traitement** des commandes et des livraisons externes et internes.

En utilisant des troussees, les équipes de bloc opératoire ont passé **jusqu'à 40 % moins de temps à recevoir des produits** dans les salles d'opération, et **jusqu'à 31 %¹ moins de temps** à faire des achats.



35 années

de soutien aux hôpitaux dans la transition importante du textile aux produits chirurgicaux à usage unique, aux troussees sur mesure et aux processus connexes.

Notre personnel expérimenté assure chaque jour plus de **70 000 heures de formation et d'assistance sur site** dans toute l'Europe.



jusqu'à

40 %

de gain de temps

Les équipes BO économisent jusqu'à 40 % sur le temps de préparation¹




Les équipes de bloc opératoire ont économisé **jusqu'à 1000 heures** de travail tout au long du processus¹



Grâce à l'utilisation de troussees, les administrations hospitalières ont **gagné jusqu'à 54 % de temps supplémentaire sur la facturation¹**

Maximiser la valeur de vos troussees composites avec le Portail Mölnlycke®



Votre établissement peut économiser du temps, de l'argent et éviter le gaspillage avec les troussees sur mesure pour vos interventions chirurgicales. Désormais, vous pouvez également gérer toutes vos troussees ProcedurePak® à partir d'un seul endroit.

Votre équipe peut utiliser le Portail Mölnlycke® pour facilement créer, analyser, modifier et estimer les achats de troussees - avec l'appui de statistiques et de rapports détaillés.

✓ Contrôle

Optimisez et contrôlez vos troussees ProcedurePak

Le Portail Mölnlycke vous permet de contrôler les troussees composites de votre équipe. Gérez vos volumes d'achats et vos dépenses grâce aux statistiques détaillées.

✓ Transparence

Visibilité totale de vos troussees ProcedurePak

Dans le Portail Mölnlycke, les utilisateurs autorisés de votre organisation peuvent gérer l'utilisation des troussees composites en examinant la composition de chaque troussee personnalisée.

✓ Efficacité

Méthode de travail efficace

Notre outil numérique est facile à utiliser grâce à des étapes simples et logiques. Le Portail Mölnlycke vous permet de partager rapidement et facilement des informations sur les troussees et d'approuver les changements de composition de manière efficace.

Pour une efficacité accrue, utilisez un code de couleurs pour vos troussees et vos stocks

Vous passez trop de temps à gérer le matériel et trop peu de temps avec les patients? Grâce à notre système de code de couleurs, la circulation du matériel s'intègre dans un ensemble bien organisé et 'bien huilé'. Les phases de sélection et de réapprovisionnement sont plus rapides et grandement facilitées¹.

Avantages :


- Aide à l'identification aisée de la bonne trousse pour votre intervention
- Plus grande efficacité dans le réapprovisionnement et la gestion des stocks
- Donne à l'ensemble du personnel de l'hôpital la possibilité de sélectionner et de préparer efficacement son matériel
- Contribue à l'efficacité du bloc opératoire en raccourcissant le temps de préparation et de changement entre les interventions²

Stocks avec code de couleurs

Grâce aux cartes à code de couleurs et à l'étiquette de couleurs apposée sur le côté et/ou le devant de la trousse, toute personne qui manipule la trousse dispose d'un identifiant visuel aisé pour se servir plus rapidement et avec plus de précision.

En développant plus avant le code de couleurs, Mölnlycke peut également vous aider à aménager les espaces de stockage selon un code de couleurs et ainsi rendre plus efficace la gestion de vos stocks.

Vous avez le choix parmi les 12 couleurs suivantes :





Instruments chirurgicaux Mölnlycke®

Nous avons un vaste assortiment d'instruments à usage unique pour les chirurgies ouvertes, cœlioscopiques et orthopédiques.

Ces instruments sont disponibles en emballage individuel stérile ou ajoutez-les à votre trousse ProcedurePak, spécifique à chaque type d'intervention, pour gagner en efficacité.

Sac d'extraction détachable


Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
899102	-	Sac d'extraction détachable 90x145mm (250ml), 10mm	5/50
899103	-	Sac d'extraction détachable 130x180mm (600ml), 10mm	5/50
899112	-	Sac d'extraction détachable 190x230mm (1150ml), 12mm	5/50
899104	-	Sac d'extraction détachable 190x230mm (1150ml), 15mm	5/50

Électrode monopolaire à crochet L


Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
899100	-	Électrode monopolaire à crochet L, 5mm, 33cm	10/100
899101	-	Électrode monopolaire à crochet L, 5mm, 33cm, avec câble	10/100
420200	2326270	Électrode monopolaire à crochet L - activée à la main	10/120

Ciseaux monopolaires


Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
899216	-	Ciseaux monopolaires - Metzenbaum, 5mm, 33cm	10/100
899217	-	Ciseaux monopolaires - Metzenbaum mini, 5mm, 33cm	10/100
899218	-	Ciseaux monopolaires - Metzenbaum, 5mm, 45cm	10/100

Aiguille de Veress


Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
899105	-	Aiguille de Veress 120mm	25/500
899106	-	Aiguille de Veress 150mm	25/500

Kit d'aspiration et d'irrigation


Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
899107	-	Kit d'aspiration et d'irrigation double pointe, 5mm, 33cm	10 RET 20 TRP*
899108	-	Kit d'aspiration et d'irrigation double pointe, 5mm, 45cm	10 RET 20 TRP*
899109	-	Sonde d'aspiration et d'irrigation, 10mm, 33cm	10/100
899113	-	Sonde d'aspiration et d'irrigation, 5mm, 45cm	10/100

* Uniquement disponible en TRP

Trocart à lame protégée


Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
899300	-	Trocart à lame protégée, 5mm, 70mm	5/60
899301	-	Trocart à lame protégée, 5mm, 100mm	5/60
899302	-	Trocart à lame protégée, 11mm, 100mm	5/60
899303	-	Trocart à lame protégée, 11mm, 150mm	5/30
899304	-	Trocart à lame protégée, 12mm, 100mm	5/60
899305	-	Trocart à lame protégée, 12mm, 150mm	5/30

Trocart à lame protégée - dual pack


Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
899337	-	Trocart à lame protégée, 5mm, 70mm, dual pack	5/60
899338	-	Trocart à lame protégée, 5mm, 100mm, dual pack	5/60
899339	-	Trocart à lame protégée, 11mm, 100mm, dual pack	5/60
899340	-	Trocart à lame protégée, 11mm, 150mm, dual pack	5/30
899341	-	Trocart à lame protégée, 12mm, 100mm, dual pack	5/60
899342	-	Trocart à lame protégée, 12mm, 150mm, dual pack	5/30

Trocart sans lame à dilatation


Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
899308	-	Trocart sans lame à dilatation, 5mm, 70mm	5/60
899309	-	Trocart sans lame à dilatation, 5mm, 100mm	5/60
899310	-	Trocart sans lame à dilatation, 11mm, 100mm	5/60
899311	-	Trocart sans lame à dilatation, 11mm, 150mm	5/30
899312	-	Trocart sans lame à dilatation, 12mm, 100mm	5/60
899313	-	Trocart sans lame à dilatation, 12mm, 150mm	5/30
899336	-	Trocart sans lame à dilatation, 15mm, 100mm	5/30

Canule universelle


Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
899320	-	Canule universelle, 5mm, 70mm	5/60
899321	-	Canule universelle, 5mm, 100mm	5/60
899322	-	Canule universelle, 11mm, 100mm	5/60
899323	-	Canule universelle, 12mm, 100mm	5/60

Trocart optique


Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
899316	-	Trocart optique, 5mm, 70mm	5/60
899317	-	Trocart optique, 5mm, 100mm	5/60
899324	-	Trocart optique, 5mm, 150mm	5/45
899318	-	Trocart optique, 11mm, 100mm	5/60
899319	-	Trocart optique, 12mm, 100mm	5/60
899326	-	Trocart optique, 12mm, 150mm	5/30

Trocart optique - dual pack


Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
899343	-	Trocart optique, 5mm, 70mm, dual pack	5/60
899344	-	Trocart optique, 5mm, 100mm, dual pack	5/60
899345	-	Trocart optique, 11mm, 100mm, dual pack	5/60
899346	-	Trocart optique, 12mm, 100mm, dual pack	5/60
899347	-	Trocart optique, 5mm, 150mm, dual pack	5/30
899349	-	Trocart optique, 12mm, 150mm, dual pack	5/30

Trocart optique à ballonnet


Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
899330	-	Trocart optique à ballonnet, 5mm, 70mm	5/60
899327	-	Trocart optique à ballonnet, 5mm, 100mm	5/60
899331	-	Trocart optique à ballonnet, 11mm, 100mm	5/60
899328	-	Trocart optique à ballonnet, 12mm, 100mm	5/60

Trocart de Hasson


Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
899306	-	Trocart de Hasson, 11mm, 100mm	5/60
899307	-	Trocart de Hasson, 12mm, 100mm	5/60

Trocart de Hasson à ballonnet


Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
899329	-	Trocart de Hasson à ballonnet, 12mm, 100mm	5/60

Canule trocart à ballonnet



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
899332	-	Canule trocart à ballonnet, 5mm, 70mm	5/60
899333	-	Canule trocart à ballonnet, 5mm, 100mm	5/60
899334	-	Canule trocart à ballonnet, 11mm, 100mm	5/60
899335	-	Canule trocart à ballonnet, 12mm, 100mm	5/60

Pince de préhension droite avec cliquet



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
899200	-	Pince de préhension droite avec cliquet, 5mm, 33cm, type usage unique	10/100
899208	-	Pince de préhension droite avec cliquet, 5mm, 33cm, type réutilisable	10/100

Pince à dissection Maryland


Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
899201	-	Pince à dissection Maryland, 5mm, 33cm, type usage unique	10/100
899209	-	Pince à dissection Maryland, 5mm, 33cm, type réutilisable	10/100

Pince de préhension Clinch avec cliquet


Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
899202	-	Pince de préhension Clinch avec cliquet, 5mm, 33cm, type usage unique	10/100
899210	-	Pince de préhension Clinch avec cliquet, 5mm, 33cm, type réutilisable	10/100

Pince de préhension Babcock avec cliquet



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
899203	-	Pince de préhension Babcock avec cliquet, 5mm, 33cm, type usage unique	10/100
899211	-	Pince de préhension Babcock avec cliquet, 5mm, 33cm, type réutilisable	10/100

Pince de préhension à dents de rat avec cliquet


Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
899204	-	Pince de préhension à dents de rat avec cliquet, 5mm, 33cm, type usage unique	10/100
899212	-	Pince de préhension à dents de rat avec cliquet, 5mm, 33cm, type réutilisable	10/100

Pince de préhension intestinale avec cliquet


Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
899206	-	Pince de préhension intestinale avec cliquet, 5mm, 33cm, type usage unique	10/100
899214	-	Pince de préhension intestinale avec cliquet, 5mm, 33cm, type réutilisable	10/100

Pince de préhension droite avec cliquet - ajourée


Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
899207	-	Pince de préhension droite avec cliquet - ajourée, 5mm, 33cm, type usage unique	10/100
899215	-	Pince de préhension droite avec cliquet - ajourée, 5mm, 33cm, type réutilisable	10/100

Système pulsed lavage, alimentation externe


Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
9750000	2322130	Système Pulsed Lavage avec alimentation externe. Embout court et long et brosse de nettoyage inclus.	1/5

Système pulsed lavage, batterie intégrée


Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
9750003	2324050	Système Pulsed Lavage avec batterie intégrée. Embout court et long et brosse de nettoyage inclus.	1/5

Alimentation externe


Réf. non-stérile	Description	Emballage
9752000	Alimentation externe avec cordon d'alimentation (AC100-240V)	-/1

Embout canalaire coaxial avec brosse


Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
9751000	2320481	Embout canalaire coaxial avec brosse - pour modèle avec alimentation externe	1/10
9751004	2325431	Embout canalaire coaxial avec brosse - pour modèle avec batterie intégrée	1/10

Embout conique


Réf. stérile	Description	Emballage
9751001	Embout conique - pour modèle avec alimentation externe	1/10
9751005	Embout conique - pour modèle avec batterie intégrée	1/10

Embout canalaire coaxial


Réf. stérile	Description	Emballage
9751002	Embout canalaire coaxial - pour modèle avec alimentation externe	1/10
9751006	Embout canalaire coaxial - pour modèle avec batterie intégrée	1/10

Embout de révision hanche


Réf. stérile	Description	Emballage
9751003	Embout de révision hanche - pour modèle avec alimentation externe	1/20
9751007	Embout de révision hanche - pour modèle avec batterie intégrée	1/20

Bistouri électrique avec aspiration de fumée intégrée

Réf. stérile	Description	Emballage
420100	Bistouri électrique avec aspiration de fumée intégrée Møllycke, électrode PTFE	20/40
420101	Bistouri électrique avec aspiration de fumée intégrée Møllycke, électrode PTFE isolée	20/40
420102	Bistouri électrique avec aspiration de fumée intégrée Møllycke, électrode inox	20/40

Drapage BARRIER®

Tous les produits et les solutions de la gamme de champs opératoires BARRIER® sont développés et conçus pour faciliter le travail quotidien dans le bloc opératoire. Au travers d'une gamme complète de produits spécifiques aux interventions.

BARRIER peut vous offrir des solutions novatrices pensées pour vous garantir la combinaison optimale entre protection et fonctionnalité. Les champs BARRIER se veulent offrir la meilleure sécurité qui soit au patient et intègrent en ce sens une barrière optimale contre la migration microbienne. L'imperméabilité du tissu aux endroits critiques permet un contrôle efficace de l'infection, tandis que la gestion des fluides est assurée par des poches d'absorption ou de récupération des fluides, évitant ainsi à la zone de travail d'être "noyée". Notre souci du détail va plus loin : le pliage des champs est conçu pour une manipulation à la fois aseptique et aisée.

Les produits BARRIER sont eux aussi proposés en combinaison avec un service et une assistance des plus efficaces. Formation pour une utilisation optimale, approvisionnement sur mesure et solutions logistiques, tout est adaptable en fonction des besoins du client.

Mölnlycke est la première marque européenne de champs opératoires à usage unique. Aujourd'hui, nous définissons la norme avec une gamme qui répond à tous les besoins dans le bloc opératoire.

Composition des trousses :


Nom du produit

Numéro d'article, description & dimensions

Pièces par boîte dispenser

Pièces par boîte de transport

Trousse universelle basic 6/12 698900



Réf. non-stérile	Qté	Description
996106	1	Housse de mayo 79x145cm, 65x85cm absorbant
-	4	Cellduk 18x25cm
911500	1	OP-tape 9x49cm
930200	2	Champs adhésifs 90x75cm
967775	1	Champ adhésif 175x175cm
967776	1	Champ adhésif 240x150cm
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant

Numéro d'article stérile d'une trousse (en gras)

Numéro d'article non-stérile des composants. Ne peut être inclus que dans des trousses ProcedurePak.

Nombre d'articles


Produits emballés individuellement :

Nom du produit

Numéro d'article, description & dimensions

Pièces par boîte dispenser/transport


Champ opératoire BARRIER® Flex



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
66002	76002	Champ adhésif 175x175cm, avec patch, BARRIER® Flex	15/30
	76003	Champ adhésif 300x175cm, avec patch, BARRIER® Flex	12/24

Numéro d'article stérile des produits (en gras)

Numéro d'article non-stérile. Ne peut être inclus que dans des trousses ProcedurePak.




Laminé absorbant et imperméable

Matériau imperméable 1 couche

Zone renforcée (patch), absorbante et imperméable




Film flexible



Plastique transparent



Film d'incision



Matériau imperméable
1 couche




Matériau imperméable et
absorbant - 2 couches



Laminé absorbant et
imperméable



Matériau imperméable et
absorbant - 2 couches



Matériau hydrophobe



Matériau hydrophobe fort



Zone renforcée (patch),
absorbante et imperméable




Patch absorbant fort +
matériau absorbant
1 couche




Renforcement absorbant fort
et impéméable




Mousse




Comresse abdominale
standard non-tissé




Comresse standard
non-tissé




Tampon standard non-tissé




Comresse abdominale
spécial non-tissé



Comresse de gaze
abdominale standard




Comresse de gaze
standard




Tampon de gaze standard

Trousse universelle Flex


4/8 66010




Réf. non-stérile	Qté	Description
996106	1	Housse de mayo 79x145cm, 65x85cm absorbant
76001	2	Champs adhésifs 90x75cm
-	4	Cellduk 18x25cm
911500	1	OP-tape 9x49cm
76002	1	Champ adhésif 175x175cm
76003	1	Champ adhésif 300x175cm
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant

Champ opératoire Flex



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
66002	76002	Champ adhésif 175x175cm, avec patch	20/40
66003	76003	Champ adhésif 300x175cm, avec patch	14/28

Champ opératoire Flex



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
66001	76001	Champ adhésif 90x75cm, avec patch	24/48

Trousse universelle basic
7/14 698740



Réf. non-stérile	Qté	Description
-	4	Cellduk 18x25cm
910598	2	Champs adhésifs 75x75cm
911500	1	OP-tape 9x49cm
967774	2	Champs adhésifs 175x150cm
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse universelle basic
6/12 698900



Réf. non-stérile	Qté	Description
996106	1	Housse de mayo 79x145cm, 65x85cm absorbant
-	4	Cellduk 18x25cm
911500	1	OP-tape 9x49cm
930200	2	Champs adhésifs 90x75cm
967775	1	Champ adhésif 175x175cm
967776	1	Champ adhésif 240x150cm
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse pédiatrique basic
6/12 699010



Réf. non-stérile	Qté	Description
996106	1	Housse de mayo 79x145cm, 65x85cm absorbant
-	4	Cellduk 18x25cm
917198	2	Champs adhésifs 75x73cm, bande adhésive 2.5cm
911500	1	OP-tape 9x49cm
917775	1	Champ adhésif 175x173cm, bande adhésive 2.5cm
917776	1	Champ adhésif 150x240cm, bande adhésive 2.5cm
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse universelle basic
12/24 904194



Réf. non-stérile	Qté	Description
-	2	Cellduk 18x25cm
930200	4	Champs adhésifs 90x75cm
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse universelle standard
6/12 699054



Réf. non-stérile	Qté	Description
996106	1	Housse de mayo 79x145cm, 65x85cm absorbant
910200	2	Champs adhésifs 90x75cm, avec patch
-	4	Cellduk 18x25cm
911500	1	OP-tape 9x49cm
967772	1	Champ adhésif 175x175cm, avec patch
967773	1	Champ adhésif 240x150cm, avec patch
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse universelle standard
5/10 699140



Réf. non-stérile	Qté	Description
996106	1	Housse de mayo 79x145cm, 65x85cm absorbant
947069	2	Champs adhésifs 100x100cm, avec patch
-	4	Cellduk 18x25cm
911500	1	OP-tape 9x49cm
967772	1	Champ adhésif 175x175cm, avec patch
967773	1	Champ adhésif 300x175cm, avec patch
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse universelle standard
7/14 699340



Réf. non-stérile	Qté	Description
910200	2	Champs adhésifs 90x75cm, avec patch
-	4	Cellduk 18x25cm
911500	1	OP-tape 9x49cm
967772	1	Champ adhésif 175x175cm, avec patch
967773	1	Champ adhésif 240x150cm, avec patch
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse universelle standard
6/12 699354


Réf. non-stérile	Qté	Description
947069	2	Champs adhésifs 100x100cm, avec patch
-	4	Cellduk 18x25cm
911500	1	OP-tape 9x49cm
967772	1	Champ adhésif 175x175cm, avec patch
967773	1	Champ adhésif 240x150cm, avec patch
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse universelle standard
4/8 699600



Réf. non-stérile	Qté	Description
750105	1	Blouse opératoire L-L, 2 essuie-mains, emballés
996106	1	Housse de mayo 79x145cm, 65x85cm absorbant
-	4	Cellduk 18x25cm
910200	2	Champs adhésifs 90x75cm, avec patch
750111	1	Blouse opératoire XL-L, 2 essuie-mains, emballés
911500	1	OP-tape 9x49cm
967772	1	Champ adhésif 175x175cm, avec patch
967773	1	Champ adhésif 240x150cm, avec patch
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse universelle standard
6/12 66200


Réf. non-stérile	Qté	Description
76520	2	Champs adhésifs 120x100cm avec patch 20x90cm
-	4	Cellduk 18x25cm
911500	1	OP-tape 9x49cm
937771	1	Champ adhésif 240x175cm avec patch 20x55cm
967782	1	Champ adhésif 300x175cm avec patch 20x55cm
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse universelle standard - ISCC


6/12 60054



Réf. non-stérile	Qté	Description
996106	1	Housse de mayo 79x145cm, 65x85cm absorbant
70200	1	Champ adhésif ISCC 90x75cm, avec patch
-	4	Cellduk 18x25cm
911500	1	OP-tape 9x49cm
70772	1	Champ adhésif ISCC 175x175cm, avec patch
70773	1	Champ adhésif ISCC 240x150cm, avec patch
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse universelle standard - ISCC


7/14 60340




Réf. non-stérile	Qté	Description
70200	1	Champ adhésif ISCC 90x75cm, avec patch
-	4	Cellduk 18x25cm
911500	1	OP-tape 9x49cm
70772	1	Champ adhésif ISCC 175x175cm, avec patch
70773	1	Champ adhésif ISCC 240x150cm, avec patch
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse universelle basic - ISCC


6/12 60900




Réf. non-stérile	Qté	Description
996106	1	Housse de mayo 79x145cm, 65x85cm absorbant
70300	2	Champ adhésif ISCC 90x75cm
-	4	Cellduk 18x25cm
911500	1	OP-tape 9x49cm
70775	1	Champ adhésif ISCC 175x175cm
70776	1	Champ adhésif ISCC 240x150cm
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant

Champs opératoires adhésifs - ISCC



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
-	70772	Champ opératoire adhésif ISCC 175x175cm, avec patch	-/-
-	70773	Champ opératoire adhésif ISCC 240x150cm, avec patch	-/-
-	70782	Champ opératoire adhésif ISCC 300x175cm, avec patch	-/-

Champs opératoires adhésifs - ISCC



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
60750	70775	Champ opératoire adhésif ISCC 175x175cm	13/26
60761	70776	Champ opératoire adhésif ISCC 240x150cm	12/24

Champ opératoire adhésif - ISCC



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
60800	70200	Champ opératoire adhésif ISCC 90x75cm, avec patch	45/90

Champs opératoires adhésifs - ISCC



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
60500	-	Champ opératoire adhésif ISCC 75x75cm	35/210
60677	70300	Champ opératoire adhésif ISCC 90x75cm	32/192

Champ opératoire 2 couches - ISCC


Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
60530	-	Champ opératoire ISCC 75x90cm	38/228

Housse de mayo renforcée - ISCC


Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
-	996108	Housse de mayo renforcée ISCC 79x145cm, 65x85cm absorbant	-/-
-	996113	Housse de mayo renforcée ISCC 79x145cm, 65x85cm absorbant, pliage télescopique	-/-

Champ d'anesthésie transparent adhésif - ISCC



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
-	944217	Champ d'anesthésie transparent adhésif ISCC, 300x275cm, fente 70x55cm	-/-

Champ de laparoscopie avec fente - ISCC



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
-	944218	Champ de laparoscopie avec fente ISCC, 200x275cm, fente 75x25cm	-/-

Champ de laparoscopie abdo-périnéale avec fente - ISCC



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
-	944219	Champ de laparoscopie abdo-périnéale avec fente ISCC, 200/300x190cm, ouverture 10x13cm, fente 25x75cm	-/-

Champs fendus avec patch



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
60502	70502	Champ fendu, 200x150cm, fente 7x65cm, avec patch 70x100cm	10/40
60503	70503	Champ fendu 200x260cm, fente 7x102cm, avec patch 70x100cm	14/28
60504	70504	Champ fendu 200x260cm, fente 20x102cm, avec patch 70x100cm	14/28
60506	70506	Champ fendu 200x290cm, fente 7x102cm, avec patch	12/24

Champs fendus sans patch



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
778900	980789	Champ fendu 150x125cm, fente 7x45cm	15/60
779300	980793	Champ fendu 200x260cm, fente 7x102cm	13/26

Champ fendu (PE)



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
2750	9475	Champ fendu (PE) 150x193cm, fente 15x61cm	18/36

Champ fendu



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
80006214	9214	Champ fendu 120x150cm, fente 10x36cm	15/30

Champs opératoires adhésifs



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
777400	967774	Champ opératoire adhésif 175x150cm	18/36
777600	967776	Champ opératoire adhésif 240x150cm	16/32
778200	967882	Champ opératoire adhésif 300x175cm	9/18
920496	967775	Champ opératoire adhésif 175x175cm	18/36

Champ opératoire adhésif (pédiatrique)



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
777525	917775	Champ opératoire adhésif 175x173cm, adhésif 2,5cm	13/26

Champ de protection adhésif



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
66520	76520	Champ de protection adhésif 120x100cm, renforcement 90x20cm, adhésif 120x5cm	22/44

Champs de protection adhésifs



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
66540	76540	Champ de protection adhésif 260x175cm, renforcement 90x20cm, adhésif 250x5cm	13/26
66550	967784	Champ de protection adhésif 200x200cm, renforcement 50x20cm	11/22

Champ opératoire 3 couches



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
777900	910184	Champ opératoire 90x150cm	30/60
778000	910185	Champ opératoire 150x175cm	18/36
778100	910186	Champ opératoire 150x240cm	14/28

Champ opératoire 2 couches



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
80649015	8018	Champ opératoire 90x150cm	19/114

Champ périnéal avec champ de protection



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
706200	967062	Champ périnéal 75x120cm, ouverture 8x12cm + champ de protection 75x90cm	20/120

Champ sous-fessier



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
828900	972890	Champ sous-fessier 75x100cm	44/88

Champ rectal



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
229	9229	Champ rectal 85x120cm avec poche de recueil	20/40

Champ opératoire adhésif avec patch



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
706800	910200	Champ opératoire adhésif 90x75cm, avec patch	45/90

Coussin absorbant adhésif



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
706100	904764	Coussin absorbant adhésif 55x70cm	40/80

Champ opératoire adhésif 3 couches



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
706300	947063	Champ opératoire adhésif 75x50cm	50/300
706400	947064	Champ opératoire adhésif 50x50cm	65/390
706500	910598	Champ opératoire adhésif 75x75cm	35/210
706700	947067	Champ opératoire adhésif 75x100cm	28/168
706900	927069	Champ opératoire adhésif 100x100cm	43/86
707500	910598	Champ opératoire adhésif 75x75cm, 2 pièces	34/204
906677	930200	Champ opératoire adhésif 90x75cm	32/192

Champs opératoires adhésifs



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
66530	-	Champs opératoires adhésifs 50x28cm, adhésif 50x2,5cm, par 4 pièces	24/48

Champ de protection 2 couches



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
800330	968003	Champ de protection 37,5x45cm	40/240
800430	968004	Champ de protection 45x75cm	25/150
800530	968005	Champ de protection 75x90cm	38/228

Champ troué adhésif



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
706610	956601	Champ troué adhésif 100x125cm, ouverture 11cm, 45cm dès dessus	20/40
708840	968840	Champ troué adhésif 120x150cm, ouverture 5x7cm	16/32
708850	968850	Champ troué adhésif 150x180cm, ouverture 5x15cm	28/56
708860	968860	Champ troué adhésif 200x240cm, ouverture 12cm	17/34
708870	968870	Champ troué adhésif 200x280cm, ouverture 15cm, 100cm dès dessus	15/30
708880	968880	Champ troué adhésif 200x280cm, ouverture 14x14cm, 124cm dès dessus	14/28
904622	-	Champ troué adhésif 45x75cm, ouverture 7cm	15/90
904624	8254	Champ troué adhésif 75x90cm, ouverture 7cm	10/60
906542	904758	Champ troué adhésif 75x90cm, ouverture 6x8cm	40/80
906693	904737	Champ troué adhésif 50x60cm, ouverture 6x8cm	75/150
935569	904744	Champ troué adhésif 120x150cm, ouverture 5x7cm, 65cm dès dessus	18/36

Champ troué adhésif à ouverture variable



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
706620	970662	Champ troué adhésif, ouverture variable 50x75cm	42/84
706630	970663	Champ troué adhésif, ouverture variable 75x100cm	30/60

Champ troué adhésif pour péridurale



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
906540	904741	Champ troué adhésif 60x75cm, ouverture 6x9,5cm	50/100
915447	904704	Champ troué adhésif 75x80cm, ouverture 6x15cm	36/72

Champ troué adhésif



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
85601	95601	Champ troué adhésif avec film d'incision en SMS 115x100cm, film d'incision 8x19cm, emballé	20/40

Champ troué adhésif


Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
84521200	924407	Champ troué adhésif 120x150cm, film d'incision 7,5cm, emballé	22/44
84551230	-	Champ troué adhésif 75x100cm, film d'incision 6x12cm, emballé	20/40


Champ troué


Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
906544	904736	Champ troué 50x60cm, ouverture 6x8cm	70/140

Champ troué adhésif


Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
61340	71340	Champ troué adhésif 200x300cm, ouverture 12x16,5cm, emballé	14/28


Film d'incision



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
801526	921526	Film d'incision 15x26cm	30/120
803026	923026	Film d'incision 30x26cm	25/100
804040	924040	Film d'incision 40x40cm	20/80
804555	924555	Film d'incision 45x55cm	15/60
805680	925680	Film d'incision 56x80cm	10/40

Trousse d'angiographie


5/10 698220



Réf. non-stérile	Qté	Description
958283	1	Champ d'angiographie 240x370cm, ouvertures 7x10cm (2), avec patch 70x70cm
947064	1	Champ opératoire adhésif 50x50cm
903757	1	Charlotte pour ampli ronde Ø 140cm
830204	1	Coussin absorbant 48x34cm
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse d'angiographie (radialis)


4/8 698260



Réf. non-stérile	Qté	Description
90150	1	Champ de table 150x150cm, 75x150cm absorbant
-	2	Cellduk 18x25cm
304998	1	Coussin absorbant 75x100cm
947064	1	Champ opératoire adhésif 50x50cm
958284	1	Champ d'angiographie 240x330cm, ouvertures 5x7cm (2) et 7x9cm (2)
90150	1	Champ de table 150x150cm, 75x150cm absorbant

Trousse d'angiographie


6/12 904730




Réf. non-stérile	Qté	Description
-	2	Cellduk 18x25cm
90100	1	Champ de table 100x150cm, 75x150cm absorbant
304998	1	Coussin absorbant 75x100cm
947064	1	Champ opératoire adhésif 50x50cm
904706	1	Champ d'angiographie 240x370cm, ouvertures 7x10cm (2), avec patch 70x70cm
90150	1	Champ de table 150x150cm, 75x150cm absorbant

Trousse d'angiographie


6/12 65213




Réf. non-stérile	Qté	Description
751210	1	Champ d'angiographie 240x320cm, renforcement 90x110cm, ouvertures 6x9cm
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant

Champ d'angiographie avec panneaux latéraux



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
828300	958283	Champ d'angiographie 240x370cm, ouvertures 7x10cm (2), avec patch 70x70cm	9/18
65211	75211	Champ d'angiographie 240x370cm, renforcement 90x220cm, ouvertures 6x9cm (2)	8/16
65210	751210	Champ d'angiographie 240x320cm, renforcement 90x110cm, ouvertures 6x9cm (2)	11/22

Champ d'angiographie (brachial)



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
65212	75212	Champ d'angiographie (brachial) 115x150cm, renforcement 70x70cm, ouverture 6cm	24/48

Trousse thoracique
3/6 669600



Réf. non-stérile	Qté	Description
996109	1	Housse de mayo renforcée 79x145cm, 65x85cm absorbant
-	1	Cache-périnée 20x42cm
-	6	Cellduk 18x25cm
824098	2	Passe-tubulures 2,5x30cm (velcro)
910598	1	Champ adhésif 75x75cm
-	1	Poche pour bistouri et aspiration 38x33cm
911500	2	OP-tape 9x49cm
966960	1	Champ thoracique 200/300x350cm, film d'incision 37x65cm
90240	1	Champ de table 150x240cm, 75x240cm absorbant

Trousse cardio-vasculaire
3/6 694640


Réf. non-stérile	Qté	Description
996109	1	Housse de mayo renforcée 79x145cm, 65x85cm absorbant
-	6	Cellduk 18x25cm
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant
-	1	Poche pour défibrillateur 38x33cm
824098	2	Passe-tubulures 2,5x30cm (velcro)
911500	3	OP-tape 9x49cm
941005	2	Protège-pieds vert 36x28cm
991005	2	Protège-pieds transparent 36x28cm
910598	2	Champs adhésifs 75x75cm
988795	1	Champ fendu vasculaire 200x260cm, fente 20x102cm
966946	1	Champ thoracique 200/300x330cm, film d'incision 32x40cm
90240	1	Champ de table 150x240cm, 75x240cm absorbant

Trousse cardio-vasculaire
3/6 694700



Réf. non-stérile	Qté	Description
996109	1	Housse de mayo renforcée 79x145cm, 65x85cm absorbant
-	8	Cellduk 18x25cm
824098	2	Passe-tubulures 2,5x30cm (velcro)
911500	3	OP-tape 9x49cm
968088	1	Champ de table 200x280cm
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant
941005	2	Protège-pieds vert 36x28cm
978001	1	Cache-périnée
910598	1	Champ adhésif 75x75cm
927069	3	Champs adhésifs 100x100cm
-	1	Poche pour défibrillateur 38x33cm
969476	1	Champ cardio-vasculaire 200/300x350cm, film d'incision 32x40cm et 17x107cm
90240	1	Champ de table 150x240cm, 75x240cm absorbant

Trousse cardio-hybride
4/8 61800



Réf. non-stérile	Qté	Description
910598	2	Champs adhésifs 75x75cm
71800	1	Champ cardio-vasculaire hybride 240/300x450cm, film d'incision 60x40cm et 15x27cm (2)
90190	1	Champ de table 150x190cm 75x190cm absorbant

Champ thoracique



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
824600	966946	Champ thoracique 200/300x330cm, film d'incision 32x40cm	6/12

Champ thoracique



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
61900	71900	Champ thoracique 200/270x230cm, film d'incision 38x38cm et 58x100cm	5/10

Champ fendu vasculaire



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
824700	988795	Champ fendu vasculaire 200x260cm, fente 20x102cm	12/24

Champ fendu cardio-vasculaire bilatérale



Réf. non-stérile	Description	Emballage
71930	Champ fendu cardio-vasculaire bilatéral 180x200cm, renforcement 70x120cm, fente 17x50cm	-/50

Trousse de tête/cou
7/14 65000



Réf. non-stérile	Qté	Description
996106	1	Housse de mayo 79x145cm, 65x85cm absorbant
-	4	Cellduk 18x25cm
911500	2	OP-tape 9x49cm
910519	1	Champ 75x90cm
930200	1	Champ adhésif 90x75cm
70509	1	Champ fendu 150x260cm, fente 7x65cm avec patch
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse de chirurgie dentaire
22/44 306480



Réf. non-stérile	Qté	Description
815330	2	Housses de caméra 8x120cm
-	1	OP-tape 9x49cm
900076	1	Champ troué 100x150cm, ouverture 13x9,5cm
-	1	Champ de table 75x90cm

Trousse de chirurgie dentaire
16/32 694000



Réf. non-stérile	Qté	Description
-	2	OP-tape 9x49cm
815330	2	Housses de caméra 8x120cm
968004	2	Champ 2 couches 45x75cm
910176	1	Champ troué 150x150cm, ouverture 10x14cm
-	1	Champ de table 75x90cm

Trousse ORL
9/18 65020



Réf. non-stérile	Qté	Description
911500	1	OP-tape 9x49cm
75014	1	Champ troué adhésif 200x240cm, film d'incision 6x8cm
90190	1	Champ de table 150x170cm, 75x190cm absorbant
-	1	Champ d'emballage 90x90cm

Trousse ORL avec housse de mayo renforcée
7/14 697000



Réf. non-stérile	Qté	Description
996109	1	Housse de mayo renforcée 79x145cm, 65x85cm absorbant
-	4	Cellduk 18x25cm
910185	1	Champ opératoire 150x175cm
910598	1	Champ adhésif 75x75cm
911500	2	OP-tape 9x49cm
980789	1	Champ fendu 150x125cm, fente 7x45cm
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse de chirurgie esthétique
9/18 692300



Réf. non-stérile	Qté	Description
-	2	Cellduk 18x25cm
956923	1	Champ troué 150x175cm, ouverture 13x17cm
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse ORL
8/16 697640



Réf. non-stérile	Qté	Description
-	2	Cellduk 18x25cm
911500	1	OP-tape 9x49cm
967640	1	Champ troué adhésif 200x240cm, ouverture 7cm
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse de cou
6/12 697250



Réf. non-stérile	Qté	Description
996106	1	Housse de mayo 79x145cm, 65x85cm absorbant
-	4	Cellduk 18x25cm
911500	2	OP-tape 9x49cm
969700	1	Champ fendu (corps) 175x230cm, fente 20x20cm
969710	1	Champ fendu (tête) 260x150cm, fente 20x65cm
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse de tête
6/12 696940



Réf. non-stérile	Qté	Description
996106	1	Housse de mayo 79x145cm, 65x85cm absorbant
911500	1	OP-tape 9x49cm
988269	1	Champ de tête 150x175cm, foulard 106x100cm
967772	1	Champ adhésif 175x175cm, avec patch
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse de tête avec foulard
6/12 80574671



Réf. non-stérile	Qté	Description
75013	1	Champ opératoire adhésif 175x200cm, adhésif 2,5cm
8085	1	Champ ORL 150x94cm avec foulard 128x79cm
90210	1	Champ de table 150x210cm, 75x210cm absorbant

Trousse de thyroïde
6/12 697260



Réf. non-stérile	Qté	Description
996106	1	Housse de mayo 79x145cm, 65x85cm absorbant
-	4	CellDuk 18x25cm
911500	1	OP-tape 9x49cm
824098	1	Passe-tubulure (velcro) 2,5x30cm
969711	1	Champ troué adhésif 200/280x350cm, ouverture 11x11cm
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse de tête avec foulard
4/8 1218


Réf. non-stérile	Qté	Description
996106	1	Housse de mayo 79x145cm, 65x85cm absorbant
-	1	Sac de sutures 16x28cm
8085	1	Champ ORL avec foulard 94x150cm, 128x79cm
75012	1	Champ fendu 200x290cm, fente 7x65cm, adhésif étroit
90210	1	Champ de table 150x210cm, 75x210cm absorbant, plié partiel

Champ de thyroïde



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
65011	75011	175/250x302cm, film d'incision 15x15cm	10/20

Champ de tête


Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
826900	988269	Champ de tête 150x175cm, foulard 106x100cm	10/20

Trousse de laparoscopie abdo-périnéale


5/10 694240



Réf. non-stérile	Qté	Description
-	4	Cellduk 18x25cm
911500	1	OP-tape 9x49cm
824098	1	Passe-tubulure 2.5x30cm (velcro)
910598	1	Champ adhésif 75x75cm
944200	1	Champ de laparoscopie 250/175/270x260cm, ouvertures 25x30cm et 13x24cm
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse de laparoscopie abdo-périnéale


4/8 694241



Réf. non-stérile	Qté	Description
996106	1	Housse de mayo 79x145cm, 65x85cm absorbant
-	4	Cellduk 18x25cm
911500	1	OP-tape 9x49cm
824098	1	Passe-tubulure 2.5x30cm (velcro)
910598	1	Champ adhésif 75x75cm
944200	1	Champ de laparoscopie 250/175/270x260cm, ouvertures 25x30cm et 13x24cm
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse de laparoscopie

4/8 694245



Réf. non-stérile	Qté	Description
996106	1	Housse de mayo 79x145cm, 65x85cm absorbant
-	4	Cellduk 18x25cm
911500	1	OP-tape 9x49cm
824098	1	Passe-tubulure 2.5x30cm (velcro)
815332	1	Housse de caméra 14x250cm, avec extrémité détachable
944205	1	Champ de laparoscopie 250/175/270x260cm, ouverture 25x30cm
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse de laparoscopie


5/10 694265



Réf. non-stérile	Qté	Description
996106	1	Housse de mayo 79x145cm, 65x85cm absorbant
-	4	Cellduk 18x25cm
911500	1	OP-tape 9x49cm
824098	1	Passe-tubulure 2.5x30cm (velcro)
815332	1	Housse de caméra 14x250cm, avec extrémité détachable
954225	1	Champ de laparoscopie 175/250x360cm, ouverture 25x30cm
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse de laparoscopie


5/10 696600



Réf. non-stérile	Qté	Description
-	2	Cellduk 18x25cm
911500	1	OP-tape 9x49cm
910598	1	Champ opératoire adhésif 75x75cm
956966	1	Champ de laparoscopie 250/270x270cm, ouverture adhésif 26x20cm et ouverture 9x13cm
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse de laparoscopie bariatrique

4/8 61450



Réf. non-stérile	Qté	Description
996106	1	Housse de mayo 79x145cm, 65x85cm absorbant
-	4	Cellduk 18x25cm
911500	1	OP-tape 9x49cm
824098	2	Passe-tubulures 2.5x30cm (velcro)
815332	1	Housse de caméra 14x250cm, avec extrémité détachable
975880	2	Poches à instruments 25x40cm
70550	1	Champ de laparoscopie 280/230/270x335cm, ouverture 32x42cm
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant


Champ de cœlioscopie pour position allongée


Réf. non-stérile	Description	Emballage*
954226	Champ de cœlioscopie 200/250x365cm, ouv. adh. 28x30cm	-/-

Champ de cœlioscopie pour position de lithotomie


Réf. non-stérile	Description	Emballage*
944206	Champ de cœlioscopie 200/250/300x285cm, ouv. adh. 28x30cm	-/-

* Uniquement disponible en tant que composant des trousse ProcedurePak®


**Champ de cœlioscopie avec ouverture abdo-périnéale
pour position de lithotomie**

Réf. non-stérile	Description	Emballage*
944201	Champ de cœlioscopie 200/250/300x285cm, ouv. adh. 28x30cm et 10x13cm	-/-

* Uniquement disponible en tant que composant des trousse ProcedurePak®

Trousse de laparotomie


7/14 697100



Réf. non-stérile	Qté	Description
996106	1	Housse de mayo 79x145cm, 65x85cm absorbant
-	4	Celluduk 18x25cm
911500	1	OP-tape 9x49cm
980250	1	Champ de laparotomie 200x315cm, ouverture 11x22cm, avec patch 70x70cm
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse de petites interventions


9/18 697600



Réf. non-stérile	Qté	Description
-	2	Celluduk 18x25cm
911500	1	OP-tape 9x49cm
980057	1	Champ troué adhésif 200x240cm, ouverture 12cm
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse avec champ fendu


6/12 60618



Réf. non-stérile	Qté	Description
996109	1	Housse de mayo renforcée 79x145cm, 65x85cm absorbant
-	4	Celluduk 18x25cm
70508	1	Champ fendu 230x150cm, fente 7x65cm
911500	2	OP-tape 9x49cm
76408	1	Champ adhésif 200x240cm
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse avec champ fendu


5/10 60620



Réf. non-stérile	Qté	Description
996109	1	Housse de mayo renforcée 79x145cm, 65x85cm absorbant
-	4	Celluduk 18x25cm
911500	1	OP-tape 9x49cm
930200	1	Champ adhésif 90x75cm
70504	1	Champ fendu 200x260cm, fente 20x102cm, avec patch
76409	1	Champ adhésif 240x175cm, avec patch
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant


Trousse pour varices (avec patch)

6/12 61400




Réf. non-stérile	Qté	Description
-	2	Celluduk 18x25cm
90100	1	Champ de table 100x150cm, 75x150cm absorbant
911500	1	OP-tape 9x49cm
70512	1	Champ fendu adhésif 200x260cm, fente 20x102cm, avec patch 70x160cm
76409	1	Champ adhésif 240x175cm, avec patch
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant

Champ de laparotomie




Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
825000	980250	Champ de laparotomie 200x315cm, ouverture 11x22cm, avec patch 70x70cm	12/24

Champ pédiatrique




Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
61310	71310	Champ pédiatrique 200/270x320cm, renforcement 50x100cm, ouverture 10x14cm, 2 passe-tubulures (velcro)	9/18

Champ pédiatrique



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
61340	71340	Champ pédiatrique 200x300cm, renforcement 50x80cm, ouverture 12x16,5cm	14/28


Champ de laparotomie



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
61330	71330	Champ de laparotomie 200/270x320cm, renforcement 50x100cm, film d'incision 23x36cm	8/16

Trousse gynécologique


11/22 565710



Réf. non-stérile	Qté	Description
-	2	Cellduk 18x25cm
910598	2	Champs adhésifs 75x75cm
911500	1	OP-tape 9x49cm
906109	2	Jambières 75x120cm
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse de cysto/gynéco


11/22 696110



Réf. non-stérile	Qté	Description
906109	2	Jambières 75x120cm
957961	1	Champ troué 75x175cm, ouverture 9x15cm
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse de lithotomie


13/26 696450



Réf. non-stérile	Qté	Description
906109	2	Jambières 75x120cm
972890	1	Champ sous-fessier 75x100cm
917770	1	Champ adhésif 140x100cm
-	1	Champ d'emballage 74x74cm

Trousse gynécologique


7/14 696700



Réf. non-stérile	Qté	Description
-	4	Cellduk 18x25cm
910519	2	Champs de protection 75x90cm
947064	1	Champ adhésif 50x50cm
911500	2	OP-tape 9x49cm
987762	1	Champ de lithotomie avec jambières 150x235cm
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse gyn/laparoscopie


5/10 696600



Réf. non-stérile	Qté	Description
-	2	Cellduk 18x25cm
911500	1	OP-tape 9x49cm
910598	1	Champ adhésif 75x75cm
956966	1	Champ de laparoscopie 250/270x270cm, ouverture adhésif 26x20cm et ouverture 9x13cm
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse gynécologique


6/12 888112



Réf. non-stérile	Qté	Description
996106	1	Housse de mayo 79x145cm, 65x85cm absorbant
-	2	Cellduk 18x25cm
904762	1	Passe-tubulure 9x18cm
988520	1	Champ gynécologique avec poche de recueil 60x116cm, ouverture adhésive 9x11cm
965523	1	Champ de base 200/270x220cm avec jambières
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse gynécologique


6/12 696810




Réf. non-stérile	Qté	Description
-	1	Cellduk 18x25cm
911500	1	OP-tape 9x49cm
972890	1	Champ sous-fessier 75x100cm
947064	1	Champ adhésif 50x50cm
969681	1	Champ gynécologique 200/270x220cm avec jambières, ouverture 9x13cm
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse gynécologique


6/12 888113




Réf. non-stérile	Qté	Description
996106	1	Housse de mayo 79x145cm, 65x85cm absorbant
-	2	Cellduk 18x25cm
904762	1	Passe-tubulure 9x18cm
988521	1	Champ gynécologique 60x116cm, ouverture adhésive 9x11cm
965523	1	Champ de base 200/270x220cm avec jambières
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse gynécologique
5/10 903020



Réf. non-stérile	Qté	Description
996106	1	Housse de mayo 79x145cm, 65x85cm absorbant
-	4	Cellduk 18x25cm
911500	2	OP-tape 9x49cm
947064	1	Champ adhésif 50x50cm
956966	1	Champ de coelioscopie 250/270x270cm, ouvertures adhésives 26x20cm et 9x13cm
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse gynécologique
6/12 888212



Réf. non-stérile	Qté	Description
-	2	Cellduk 18x25cm
904762	1	Passe-tubulure 9x18cm
988520	1	Champ gynécologique 60x116cm avec poche de recueil, ouverture adhésive 9x11cm
965523	1	Champ de base 200/270x220cm avec jambières
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse gynécologique
4/8 925984



Réf. non-stérile	Qté	Description
824098	1	Passe-tubulure 2.5x30cm (velcro)
996106	1	Housse de mayo 79x145cm, 65x85cm absorbant
-	4	Cellduk 18x25cm
972890	1	Champ sous-fessier 75x100cm
950022	1	Champ gynécologique 200/270x280cm, ouverture adhésive 9x11cm
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse uro/gynécologique
5/10 905020



Réf. non-stérile	Qté	Description
996106	1	Housse de mayo 79x145cm, 65x85cm absorbant
972890	1	Champ sous-fessier 75x100cm
-	4	Cellduk 18x25cm
990520	1	Champ uro/gynécologique 200/355x295cm, ouverture adhésive 17/8x28cm
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse cysto/gynéco
9/18 902496


Réf. non-stérile	Qté	Description
972890	1	Champ sous-fessier 75x100cm
906109	2	Jambières 75x120cm
904746	1	Champ de cystoscopie 75x175cm, ouverture 9x15cm
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse de lithotomie
6/12 61010



Réf. non-stérile	Qté	Description
972890	1	Champ sous-fessier 75x100cm
906109	2	Jambières 75x120cm
71000	1	Champ de lithotomie 75/150x170cm, ouverture adhésive 9x11cm
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant

Champ de laparotomie


Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
903005	900078	Champ de laparotomie 200x300cm, ouverture 26x20cm	12/24

Trousse de crâne


5/10 888142




Réf. non-stérile	Qté	Description
996106	1	Housse de mayo 79x145cm, 65x85cm absorbant
-	2	Celliduk 18x25cm
911500	1	OP-tape 9x49cm
947064	4	Champs adhésifs 50x50cm
965524	1	Champ de crâne 230x300cm, film d'incision 30x20cm
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse de crâne


5/10 888242




Réf. non-stérile	Qté	Description
-	2	Celliduk 18x25cm
911500	1	OP-tape 9x49cm
947064	4	Champs adhésifs 50x50cm
965524	1	Champ de crâne 230x300cm, film d'incision 30x20cm
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant

Champ de crâne



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
888342	965524	Champ de crâne 230x300cm, renforcement 85x90cm et 54x60cm, film d'incision 30x20cm	8/16

Champ de crâne



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
888442	988442	Champ de crâne 280x295cm, renforcement 60x90cm, film d'incision 30x20cm	9/18

Trousse de césarienne
4/8 694110



Réf. non-stérile	Qté	Description
-	4	Cellдук 18x25cm
911500	1	OP-tape 9x49cm
910433	1	Champ pour bébé 90x120cm
969674	1	Champ de césarienne 175/250x300cm, film d'incision 38x32cm
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse de césarienne
4/8 694135



Réf. non-stérile	Qté	Description
996106	1	Housse de mayo 79x145cm, 65x85cm absorbant
-	4	Cellдук 18x25cm
911500	1	OP-tape 9x49cm
910433	1	Champ pour bébé 90x120cm
969673	1	Champ de césarienne 175/250x300cm, film d'incision 38x32cm, ouverture 18x16cm
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse de césarienne
4/8 694140


Réf. non-stérile	Qté	Description
-	4	Cellдук 18x25cm
911500	1	OP-tape 9x49cm
910433	1	Champ pour bébé 90x120cm
969673	1	Champ de césarienne 175/250x300cm, film d'incision 38x32cm, ouverture 18x16cm
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse de césarienne
4/8 903355


Réf. non-stérile	Qté	Description
996106	1	Housse de mayo 79x145cm, 65x85cm absorbant
-	4	Cellдук 18x25cm
911500	1	OP-tape 9x49cm
947064	1	Champ adhésif 50x50cm
910433	1	Champ pour bébé 90x120cm
904743	1	Champ de césarienne 175/250x300cm, plié en longueur, film d'incision, 38x32cm
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse d'accouchement
7/14 914341


Réf. non-stérile	Qté	Description
304998	2	Coussins absorbants 56x80cm
-	1	Champ de lit 60x90cm
-	6	Cellдук 18x25cm
968004	2	Champs de protection 45x75cm
157300	20	Compresses non-tissé Mesoft 10x10cm
90100	1	Champ de table 100x150cm, 75x150cm absorbant

Champ de césarienne



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
65031	969674	Champ de césarienne 175/250x300cm, film d'incision 38x32cm, emballé	5/10

Champ de césarienne avec ouverture


Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
65040	969673	Champ de césarienne 175/250x300cm, film d'incision 38x32cm, ouverture 18x16cm, emballé	6/12

Trousse d'ophtalmologie


8/16 903167




Réf. non-stérile	Qté	Description
156415	1	Mesoft 10x20cm
95606	1	Champ d'ophtalmologie 140x150cm avec poche de recueil, film d'incision 10x8cm
90150	1	Champ de table 150x150cm, 75x150cm absorbant

Trousse d'ophtalmologie


8/16 903286




Réf. non-stérile	Qté	Description
156415	1	Mesoft 10x20cm
921014	1	Film d'incision 10x14cm / 11cm
95603	1	Champ d'ophtalmologie 150x180cm avec 2 poches de recueil, ouverture 7x5cm
90150	1	Champ de table 150x150cm, 75x150cm absorbant

Champ d'ophtalmologie



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
85602	95602	Champ d'ophtalmologie avec 2 poches de recueil 150x300cm, film d'incision, ouverture 10x8cm à 71cm de l'extrémité du champ	10/20

Champ d'ophtalmologie



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
85605	95605	Champ d'ophtalmologie avec poche de recueil 140x150cm, film d'incision, ouverture 6.5x3.5cm, BARRIER Flex	16/32

Champ d'ophtalmologie



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
85613	95613	Champ d'ophtalmologie en SMS avec poche de recueil 140x150cm, film d'incision, ouverture 10x8cm, 2 barettes nasales	14/28

Champ d'ophtalmologie


Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
63055	-	Champ d'ophtalmologie avec poche de recueil 45x45cm, ouverture 6cm	30/60


Champ d'ophtalmologie


Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
85614	95614	Champ d'ophtalmologie en SMS avec 2 poches de recueil 150x180cm, film d'incision, ouverture 10x8cm	12/24

Champ d'ophtalmologie



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
85603	95603	Champ d'ophtalmologie avec 2 poches de recueil 150x180cm, ouverture 7x5cm	14/28

Champ d'ophtalmologie




Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
85606	95606	Champ d'ophtalmologie 140x150cm avec poche de recueil, film d'incision, ouverture 10x8cm, 2 barettes nasales	16/32

Champ d'ophtalmologie




Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
85607	95607	Champ d'ophtalmologie avec poche de recueil 150x300cm, film d'incision, ouverture 6.5x3.5cm, BARRIER Flex	10/20

Champ d'ophtalmologie




Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
85608	95608	Champ d'ophtalmologie en SMS 50x60cm, film d'incision perforé, ouverture 7cm	50/100

Champ d'ophtalmologie




Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
85609	95609	Champ d'ophtalmologie en SMS 75x85cm, film d'incision, ouverture 6.5x3.5cm, BARRIER Flex	44/88

Champ d'ophtalmologie




Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
85612	95612	Champ d'ophtalmologie en SMS 75x85cm, film d'incision perforé, ouverture 10x8cm	40/80

Champ d'ophtalmologie




Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
85618	95618	Champ d'ophtalmologie en SMS avec poche de recueil 140x150cm, film d'incision, ouverture 10x8cm	16/32

Champ d'ophtalmologie




Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
85615	95615	Champ d'ophtalmologie en SMS 140x150cm, film d'incision, ouverture 19x6cm	16/32

Champ d'ophtalmologie




Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
85616	95616	Champ d'ophtalmologie en SMS avec poche de recueil à 270 degrés 150x180cm, film d'incision, ouverture 10x8cm	12/24


Champ d'ophtalmologie




Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
85617	95617	Champ d'ophtalmologie en SMS avec poche de recueil 100x120cm, film d'incision, ouverture 10x8cm	24/48

Trousse d'épaule
4/8 60001



Réf. non-stérile	Qté	Description
996109	1	Housse de mayo renforcée 79x145cm, 65x85cm absorbant
-	4	Cellduk 18x25cm
70007	1	Champ fendu inférieur pour épaule 230x295cm, fente 10x70cm
946111	1	Stockinette 22x75cm
911500	2	OP-tape 9x49cm
70005	1	Champ fendu supérieur pour épaule 240x170cm, fente 15x45cm
95190	1	Champ de table renforcé 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse d'épaule avec poche de recueil
4/8 60002



Réf. non-stérile	Qté	Description
996109	1	Housse de mayo renforcée 79x145cm, 65x85cm absorbant
-	4	Cellduk 18x25cm
70007	1	Champ fendu inférieur pour épaule 230x295cm, fente 10x70cm
946111	1	Stockinette 22x75cm
911500	2	OP-tape 9x49cm
70006	1	Champ fendu pour épaule avec poche de recueil 240x170cm, fente 15x45cm
95190	1	Champ de table renforcé 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse d'épaule (position semi-assise)
4/8 60003



Réf. non-stérile	Qté	Description
996109	1	Housse de mayo renforcée 79x145cm, 65x85cm absorbant
-	4	Cellduk 18x25cm
9475	1	Champ fendu (plastic) 150x193cm, fente 15x61cm
946111	1	Stockinette 22x75cm
911500	2	OP-tape 9x49cm
70004	1	Champ d'épaule (position semi-assise) 400x220cm, ouverture 10x10cm (élastique)
95190	1	Champ de table renforcé 150x190cm, 75x190cm absorbant

Champs fendus pour épaule avec poche de recueil
4/8 60005



Réf. non-stérile	Qté	Description
70007	1	Champ fendu inférieur pour épaule 230x295cm, fente 10x70cm
70006	1	Champ fendu avec poche de recueil 240x170cm, fente 15x45cm
-	1	Champ d'emballage 112x112cm

Trousse d'arthroscopie
4/8 60101



Réf. non-stérile	Qté	Description
70104	1	Champ d'arthroscopie genou 220x320cm, ouvertures 7 et 5cm (élastiques)
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse d'arthroscopie
4/8 60102



Réf. non-stérile	Qté	Description
996106	1	Housse de mayo 79x145cm, 65x85cm absorbant
-	4	Cellduk 18x25cm
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant
946111	1	Stockinette 22x75cm
911500	2	OP-tape 9x49cm
70104	1	Champ d'arthroscopie genou 220x320cm, ouvertures 7 et 5cm (élastiques)
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse d'extrémité
7/14 60202



Réf. non-stérile	Qté	Description
911500	1	OP-tape 9x49cm
70213	1	Champ d'extrémité 230x315cm, ouverture 7cm (élastique)
95190	1	Champ de table renforcé 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse d'extrémité
6/12 60204



Réf. non-stérile	Qté	Description
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant
911500	2	OP-tape 9x49cm
70210	1	Champ d'extrémité 250x315cm, ouverture 7cm (élastique), avec patch
95190	1	Champ de table renforcé 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse d'extrémité
5/10 60208



Réf. non-stérile	Qté	Description
996109	1	Housse de mayo renforcée 79x145cm, 65x85cm absorbant
-	4	Cellduk 18x25cm
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant
910598	1	Champ adhésif 75x75cm
911500	2	OP-tape 9x49cm
70213	1	Champ d'extrémité 230x315cm, ouverture 7cm (élastique)
95190	1	Champ de table renforcé 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse d'extrémité
5/10 60209



Réf. non-stérile	Qté	Description
996109	1	Housse de mayo renforcée 79x145cm, 65x85cm absorbant
-	4	Cellduk 18x25cm
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant
946111	1	Stockinette 22x75cm
911500	2	OP-tape 9x49cm
70213	1	Champ d'extrémité 230x315cm, ouverture 7cm (élastique)
95190	1	Champ de table renforcé 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse d'extrémité, bilatérale (genou)
5/10 60301



Réf. non-stérile	Qté	Description
-	4	Cellduk 18x25cm
911500	2	OP-tape 9x49cm
70313	1	Champ (jambe bilatérale) 200x300cm, 2 ouvertures 7cm (élastiques)
95190	1	Champ de table renforcé 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse d'extrémité (main/pied)
7/14 60303



Réf. non-stérile	Qté	Description
996109	1	Housse de mayo renforcée 79x145cm, 65x85cm absorbant
70309	1	Champ de main/pied 230x315cm, ouverture 3.5cm (élastique)
95190	1	Champ de table renforcé 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse de main
6/12 60305



Réf. non-stérile	Qté	Description
70310	1	Champ de main 150/370x280cm, ouverture 3.5cm (élastique)
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse de main
5/10 60306



Réf. non-stérile	Qté	Description
996106	1	Housse de mayo 79x145cm, 65x85cm absorbant
70310	1	Champ de main 150/370x280cm, ouverture 3.5cm (élastique)
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse de main
5/10 60307



Réf. non-stérile	Qté	Description
90100	1	Champ de table 100x150cm, 75x150cm absorbant
70310	1	Champ de main 150/370x280cm, ouverture 3.5cm (élastique)
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant
-	1	Champ d'emballage 100x100cm

Trousse de hanche
3/6 60602



Réf. non-stérile	Qté	Description
996109	1	Housse de mayo renforcée 79x145cm, 65x85cm absorbant
-	4	Cellduk, 18x25cm
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant
910598	2	Champs adhésifs, 75x75cm
946112	1	Stockinette, 32x120cm
911500	2	OP-tape 9x49cm
70601	1	Champ de hanche 220/300x340cm, ouverture 18x22cm (élastique)
95190	1	Champ de table renforcé 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse de hanche
4/8 60604



Réf. non-stérile	Qté	Description
996109	1	Housse de mayo renforcée 79x145cm, 65x85cm absorbant
-	4	Celluduk 18x25cm
968005	1	Champ de protection 75x90cm
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant
910184	1	Champ 90x150cm
911500	3	OP-tape 9x49cm
70504	1	Champ fendu 200x260cm, fente 20x102cm, avec patch
76410	1	Champ adhésif 300x175cm, avec patch
95190	1	Champ de table renforcé 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse de hanche
4/8 60606



Réf. non-stérile	Qté	Description
996109	1	Housse de mayo renforcée 79x145cm, 65x85cm absorbant
-	4	Celluduk 18x25cm
9475	1	Champ fendu (plastic) 150x193cm, fente 15x61cm
946112	1	Stockinette, 32x120cm
911500	2	OP-tape 9x49cm
70503	1	Champ fendu 200x260cm, fente 7x102cm, avec patch
76409	1	Champ adhésif 240x175cm, avec patch
95190	1	Champ de table renforcé 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse de hanche
4/8 60608



Réf. non-stérile	Qté	Description
996109	1	Housse de mayo renforcée 79x145cm, 65x85cm absorbant
-	4	Celluduk 18x25cm
968005	1	Champ de protection 75x90cm
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant
946112	1	Stockinette 32x120cm
911500	2	OP-tape 9x49cm
70504	1	Champ fendu 200x260cm, fente 20x102cm, avec patch
76410	1	Champ adhésif 300x175cm, avec patch
95190	1	Champ de table renforcé 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse de hanche
4/8 60609


Réf. non-stérile	Qté	Description
996109	1	Housse de mayo renforcée 79x145cm, 65x85cm absorbant
-	4	Celluduk 18x25cm
968005	1	Champ de protection 75x90cm
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant
946112	1	Stockinette 32x120cm
911500	2	OP-tape 9x49cm
70503	1	Champ fendu 200x260cm, fente 7x102cm, avec patch
76410	1	Champ adhésif 300x175cm, avec patch
95190	1	Champ de table renforcé 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse de hanche
4/8 60610



Réf. non-stérile	Qté	Description
-	4	Celluduk 18x25cm
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant
9475	1	Champ fendu (plastic) 150x193cm, fente 15x61cm
911500	2	OP-tape 9x49cm
70504	1	Champ fendu 200x260cm, fente 20x102cm, avec patch
76410	1	Champ adhésif 300x175cm, avec patch
95190	1	Champ de table renforcé 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse de hanche
5/10 60613


Réf. non-stérile	Qté	Description
-	4	Celluduk 18x25cm
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant
911500	2	OP-tape 9x49cm
70504	1	Champ fendu 200x260cm, fente 20x102cm, avec patch
76410	1	Champ adhésif 300x175cm, avec patch
95190	1	Champ de table renforcé 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse de hanche


4/8 60616



Réf. non-stérile	Qté	Description
996109	1	Housse de mayo renforcée 79x145cm
-	4	Cellduk 18x25cm
968005	1	Champ opératoire 75x90cm
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant
946112	1	Stockinette 32x120cm
911500	2	OP-tape 9x49cm
70513	1	Champ fendu 250x290cm, fente 20x102cm
76410	1	Champ opératoire adhésif 300x175
95190	1	Champ de table renforcé 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse avec champ d'isolation verticale


6/12 903014



Réf. non-stérile	Qté	Description
-	4	Cellduk 18x25cm
815301	1	Champ d'isolation verticale 330x240cm, film d'incision 40x30cm
95190	1	Champ de table renforcé 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse d'orthopédie


5/10 60619



Réf. non-stérile	Qté	Description
-	4	Cellduk 18x25cm
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant
70503	1	Champ fendu 200x260cm, fente 7x102cm, avec patch
76409	1	Champ adhésif 240x175cm, avec patch
95190	1	Champ de table renforcé 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse avec champ d'isolation verticale


6/12 903026




Réf. non-stérile	Qté	Description
996109	1	Housse de mayo renforcée 79x145cm, 65x85cm absorbant
-	4	Cellduk 18x25cm
815300	1	Champ d'isolation verticale 330x240cm, film d'incision 86x25cm
95190	1	Champ de table renforcé 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse avec champ d'isolation verticale

5/10 903016




Réf. non-stérile	Qté	Description
996109	1	Housse de mayo renforcée 79x145cm, 65x85cm absorbant
-	4	Cellduk 18x25cm
815301	1	Champ d'isolation verticale 330x240cm, film d'incision 40x30cm
95190	1	Champ de table renforcé 150x190cm, 75x190cm absorbant

Champ d'arthroscopie



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
60105	70105	Champ d'arthroscopie 260/300x320cm, ouvertures 7 et 5cm (élastiques), emballé	4/8

Champ d'arthroscopie



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
60104	70104	Champ d'arthroscopie 220x320cm, ouvertures 7 et 5cm (élastiques)	5/10

Champ d'isolation verticale



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
826010	815300	Champ d'isolation verticale 330x240cm, film d'incision 86x25cm	7/14
826020	815301	Champ d'isolation verticale 330x240cm, film d'incision 40x30cm	8/16
80000527	80008032	Champ d'isolation verticale 320x240cm, film d'incision 60x30cm	8/16

Champ de hanche



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
60601	70601	Champ de hanche 220/300x340cm, ouverture 18x22cm (élastique), emballé	4/8

Champ d'épaule (position semi-assise)



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
60004	70004	Champ d'épaule (position semi-assise) 400x220cm, ouverture 10x10cm (élastique), emballé	5/10

Champ d'extrémité



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
60211	70211	Champ d'extrémité 200x300cm, ouverture 7cm (élastique)	11/22
60212	70212	Champ d'extrémité 230x315cm, ouverture 7cm (élastique), emballé	10/20
60213	70213	Champ d'extrémité 230x315cm, ouverture 7cm (élastique)	10/20

Champ de main/pied


Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
60308	70308	Champ de main/pied 150x180cm, ouverture 3.5cm (élastique)	13/52
60309	70309	Champ de main/pied 230x315cm, ouverture 3.5cm (élastique)	11/22

Champ d'extrémité (T)



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
60214	70214	200/300x320cm, ouverture 7cm (élastique)	8/16

Champ de main


Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
60310	70310	Champ de main 150/370x280cm, ouverture 3.5cm (élastique)	7/14

Trousse R.T.U.


10/20 696310



Réf. non-stérile	Qté	Description
911500	1	OP-tape 9x49cm
906109	2	Jambières 75x120cm
910225	1	Champ R.T.U. 75x175cm, ouvertures 8 et 6cm, doigtier
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse R.T.U.


7/14 888222



Réf. non-stérile	Qté	Description
-	1	Cellduk 18x25cm
904762	1	Passe-tubulure 9x18cm
965520	1	Champ R.T.U. 175/270x180cm avec poche de recueil et tamis, ouvertures 8 et 5cm, doigtier
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse R.T.U.


9/18 888224



Réf. non-stérile	Qté	Description
-	1	Cellduk 18x25cm
904762	1	Passe-tubulure 9x18cm
965522	1	Champ R.T.U. 175/270x180cm avec poche de recueil, tamis et tuyau, ouvertures 8 et 5cm, doigtier
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse R.T.U.


9/18 888225



Réf. non-stérile	Qté	Description
-	1	Cellduk 18x25cm
904762	1	Passe-tubulure 9x18cm
965525	1	Champ R.T.U. 175/270x180cm avec tamis, ouvertures 8 et 5cm, doigtier
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse R.T.U.


7/14 65800




Réf. non-stérile	Qté	Description
906109	2	Jambières 75x120cm
75800	1	Champ R.T.U. 100/150x220cm, ouverture 9x18cm
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant

Trousse R.T.U.

5/10 888226



Réf. non-stérile	Qté	Description
-	1	Cellduk 18x25cm
904762	1	Passe-tubulures 9x18cm
965527	1	Champ R.T.U. 175/270x240cm avec poche de recueil, ouvertures 8 et 5cm, doigtier
90190	1	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant


Champ de nephroscopie


Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
65810	75810	Champ de nephroscopie avec poche de recueil 30x175cm, film d'incision 30x20 cm, ouverture 5 cm, emballé	6/12

Champ R.T.U. avec poche de recueil



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
888227	965527	Champ R.T.U. 175/270x240cm avec poche de recueil, ouvertures 8 et 5cm, doigtier	8/16

Housse de mayo




Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
610601	996106	Housse de mayo 79x145cm, 65x85cm absorbant	25/75


Housse de mayo renforcée




Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
610900	996109	Housse de mayo renforcée 79x145cm, 65x85cm absorbant	20/60
80000552	-	Housse de mayo renforcée 79x145cm, 65x85cm absorbant, emballée	22/44

Champ de table 3D


Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
780300	978030	Champ de table large 290x330cm, 80x150cm absorbant	8/16


Champ de table


Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
80100	90100	Champ de table 100x150cm, 75x150cm absorbant	40/80
80150	90150	Champ de table 150x150cm, 75x150cm absorbant	30/60
80170	90170	Champ de table 150x170cm, 75x170cm absorbant	27/54
80190	90190	Champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant	22/44
80210	90210	Champ de table 150x210cm, 75x210cm absorbant	21/42
80215	90210	Champ de table 150x210cm, 75x210cm absorbant, emballé	22/44
80240	90240	Champ de table 150x240cm, 75x240cm absorbant, emballé	20/40

Champ de table renforcé



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
85195	95190	Champ de table renforcé 150x190cm, 75x190cm absorbant, emballé	18/36
85215	95210	Champ de table renforcé 150x210cm, 75x210cm absorbant, emballé	18/36
85245	95240	Champ de table renforcé 150x240cm, 75x240cm absorbant, emballé	17/34
89215	99210	Champ de table renforcé 190x210cm, 90x210cm absorbant, emballé	14/28
89285	99280	Champ de table renforcé 190x280cm, 90x280cm absorbant, emballé	12/24

Champ stérilisable




Réf. non-stérile	Description	Emballage
968003	Champ stérilisable 37,5x45cm	-/450
968004	Champ stérilisable 45x70cm	-/520
968005	Champ stérilisable 75x90cm	-/240
8018	Champ stérilisable 90x150cm	-/105


Champ stérilisable




Réf. non-stérile	Description	Emballage
700100	Champ stérilisable 88cmx50m, rouleau	-/4

Champ d'isolation pour appareillage



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
705740	815330	Champ d'isolation pour appareillage 8x120cm, extrémité simple	30/180
705750	815331	Champ d'isolation pour appareillage 14x250cm, extrémité simple	15/90

Champ d'isolation pour appareillage



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
705820	815332	Champ d'isolation pour appareillage 14x250cm, extrémité détachable	20/120
705830	815333	Champ d'isolation pour appareillage 18x250cm, extrémité élastiquée	15/90

Champ d'isolation pour appareillage



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
63047	-	Champ d'isolation pour appareillage 14x254cm, extrémité détachable, carton d'insertion, emballé	80/160

Charlotte pour ampli ronde



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
63010	-	Charlotte pour ampli ronde 75cm	18/36
63011	-	Charlotte pour ampli ronde 90cm	22/44
63012	-	Charlotte pour ampli ronde 140cm	11/22

Charlotte pour ampli rectangulaire



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
63013	-	Charlotte pour ampli rectangulaire 90x75cm	15/30

Housse de protection



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
705815	815425	Housse de protection 90x70cm	40/80

Poignets de scialytiques



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
63049	-	Poignets de scialytiques universel, Ø 4,5cm x 15cm	40/80

Champ d'isolation



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
63048	-	Champ d'isolation 117x183cm (pour une partie du bras d'amplificateur)	38/76
63057	-	Champ d'isolation 152x265cm (pour la totalité du bras d'amplificateur)	8/16

Housses pour microscope



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
63054	-	Housses pour microscope 117x254cm, objectif flexible	10/20

Housses pour microscope Wild



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
63051	-	Housses pour microscope 117x254cm, Wild (objectif 68mm)	10/20

Housses pour microscope Zeiss MD



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
63052	-	Housses pour microscope 117x254cm, Zeiss MD (objectif 65mm)	10/20
63053	-	Housses pour microscope 117x305cm, Zeiss MD (objectif 65mm)	8/16

Housse pour sonde



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
63058	-	Housse pour sonde 15x236cm (En forme de T)	30/30
63059	-	Housse pour sonde 13x236cm (Tête de sonde arrondie)	35/35

Couvre-cassette à rayon-X



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
705856	815362	Couvre-cassette à rayon-X 60x60cm	35/70

Champ pour accoudoir



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
80002120	8008062	Champ pour accoudoir 35x73cm (2 pièces)	32/64

Poches de recueil



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
831200	815310	Poches de recueil avec filtre 50x50cm, adhésive	7/14
5218	9901	Poches de recueil avec filtre 50x60cm, adhésive	8/16

Poches de recueil



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
69200	79200	Poche de recueil arthroscopie 60x120cm, ouvertures 5 et 7cm, élastique	9/18

Poches de recueil



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
5217	9317	Poches de recueil en U 81x86cm, fente 15x52cm, emballé	8/16

Poches de recueil



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
832000	983200	Poches de recueil 100x80cm, film d'incision 38x32cm	10/20

Poche à instruments



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
705860	815320	Poche à instruments pour coelochirurgie 30x50cm	35/70

Poches de recueil


Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
706035	976035	Poches de recueil 40x35cm	30/120


Poche pour bistouri et aspiration


Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
707035	977035	Poche pour bistouri et aspiration 40x35cm	30/120

Sac de luxation



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
84541230	922709	Sac de luxation 120x75cm, emballé	16/32

OP-tape




Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
381035	911500	OP-tape 9x49cm	100/400
381045	911500	OP-tape 9x49cm, 2 pièces	120/480


Passe-tubulure




Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
708131	824098	Passe-tubulure 2,5x30cm, velcro	50/200
80006076	-	Passe-tubulure 5x15cm, velcro	50/200

Stockinette



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
611105	946111	Stockinette 22x75cm	22/44
611205	946112	Stockinette 32x120cm	14/28

Stockinette


Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
269	8008060	Stockinette 23x71cm, emballé	10/20
273	9056	Stockinette 3x107cm, emballé	6/24
274	9057	Stockinette 31x122cm, emballé	5/20


Jambières


Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
610930	906109	Jambières 75x120cm, 2 pièces	36/72
255	9855	Jambières 75x150cm, 2 pièces, emballé	22/44
901680	906109	Jambières, 75x120cm, 2 pièces (plastic)	66/132

Protège-pieds



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
691005	991005	Protège-pieds 36x28cm, 2 pièces	132/264

Essuies-mains




Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
8000004	923721	Essuies-mains 30x40cm, 2 pièces	140/280

Champ pour bébé




Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
610434	910434	Champ pour bébé 100x100cm	30/60


Cache-périnée




Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
63062	-	Cache-périnée 20x42cm	105/210

Compresse abdominale standard



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
185060	-	Compresse abdominale standard, XRD 10x40cm, par 5	125/750
185260	-	Compresse abdominale standard, XRD 20x40cm, par 5	65/390
185460	-	Compresse abdominale standard, XRD 30x40cm, par 5	45/270
185660	-	Compresse abdominale standard, XRD 40x40cm, par 5	60/360
185830	-	Compresse abdominale standard, XRD 40x65cm, par pièce	30/180
185860	-	Compresse abdominale standard, XRD 40x65cm, par 5	30/180

Compresse standard



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
185105	-	Compresse standard, XRD 7,5x7,5cm, 6 couches, par 5	100/800
185305	-	Compresse standard, XRD 10x10cm, 6 couches, par 5	90/540
185310	-	Compresse standard, XRD 10x10cm, 6 couches, par 10	90/540
185405	-	Compresse standard, XRD 10x20cm, 6 couches, par 5	90/540
185410	-	Compresse standard, XRD 10x20cm, 6 couches, par 10	90/540
-	185100	Compresse standard, XRD 7,5x7,5cm, bulk, non-stérile	-/2400
-	185300	Compresse standard, XRD 10x10cm, bulk, non-stérile	-/1400
-	185400	Compresse standard, XRD 10x20cm, bulk, non-stérile	-/700

Tampon standard



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
154160	-	Tampon standard, XRD No 1, par 5	175/1050
154360	-	Tampon standard, XRD No 3, par 5	150/900
154460	-	Tampon standard, XRD No 4, par 5	75/450
154560	-	Tampon standard, XRD No 5, par 5	75/450

Compresse abdominale spécial, blanc



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
187605	-	Compresse abdominale spécial, XRD 10x60cm, par 5	40/240
187705	-	Compresse abdominale spécial, XRD 30x30cm, par 5	30/180
187802	-	Compresse abdominale spécial, XRD 40x40cm, par 2	24/144
187805	-	Compresse abdominale spécial, XRD 40x40cm, par 5	25/150
187902	-	Compresse abdominale spécial, XRD 40x60cm, par 2	16/96
-	187600	Compresse abdominale spécial, XRD 10x60cm, bulk, non-stérile	-/360
-	187700	Compresse abdominale spécial, XRD 30x30cm, bulk, non-stérile	-/280
-	187800	Compresse abdominale spécial, XRD 40x40cm, bulk, non-stérile	-/280
-	187900	Compresse abdominale spécial, XRD 40x60cm, bulk, non-stérile	-/160

Compresse abdominale spécial, vert



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
187722	-	Compresse abdominale spécial, XRD 30x30cm, par 2	30/180
187822	-	Compresse abdominale spécial, XRD 40x40cm, par 2	24/144
187922	-	Compresse abdominale spécial, XRD 40x60cm, par 2	16/96
-	187720	Compresse abdominale spécial, XRD 30x30cm, bulk, non-stérile	-/280
-	187820	Compresse abdominale spécial, XRD 40x40cm, bulk, non-stérile	-/280
-	187920	Compresse abdominale spécial, XRD 40x60cm, bulk, non-stérile	-/160

Compresse abdominale spécial avec cordon, blanc



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
187812	-	Compresse abdominale spécial, XRD 40x40cm, par 2	24/144
187912	-	Compresse abdominale spécial, XRD 40x60cm, par 2	16/96

Compresse abdominale spécial avec cordon, vert



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
187832	-	Compresse abdominale spécial, XRD 40x40cm, par 2	24/144
187835	-	Compresse abdominale spécial, XRD 40x40cm, par 5	25/150
187932	-	Compresse abdominale spécial, XRD 40x60cm, par 2	16/96
-	187830	Compresse abdominale spécial, XRD 40x40cm, bulk, non-stérile	-/280

Compresse de gaze abdominale standard


Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
175131	-	Compresse de gaze abdominale standard, XRD 45x70cm, 3 couches, par pièce	22/132
175160	-	Compresse de gaze abdominale standard, XRD 45x70cm, 3 couches, par 5	25/150
175260	-	Compresse de gaze abdominale standard, XRD 30x45cm, 3 couches, par 5	55/330
175360	-	Compresse de gaze abdominale standard, XRD 40x45cm, 3 couches, par 5	45/270

Compresse de gaze standard


Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
159160	-	Compresse de gaze standard, XRD 10x10cm, 12 couches, par 5	130/780
159175	-	Compresse de gaze standard, XRD 10x10cm, 12 couches, par 10	130/780
159460	-	Compresse de gaze standard, XRD 10x60cm, 4 couches, par 5	125/750
159475	-	Compresse de gaze standard, XRD 10x60cm, 4 couches, par 10	110/660
159660	-	Compresse de gaze standard, XRD 10x60cm, 8 couches, par 5	65/390
159675	-	Compresse de gaze standard, XRD 10x60cm, 8 couches, par 10	70/420
159860	-	Compresse de gaze standard, XRD 10x60cm, 12 couches, par 5	55/330
-	159100	Compresse de gaze standard, XRD 10x10cm, 12 couches, bulk, non-stérile	175/3500
-	159400	Compresse de gaze standard, XRD 10x60cm, 4 couches, bulk, non-stérile	150/1500
-	159600	Compresse de gaze standard, XRD 10x60cm, 8 couches, bulk, non-stérile	75/750

Tampon de gaze standard


Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
150060	-	Tampon de gaze standard, XRD No 0, par 5	200/1200
150160	-	Tampon de gaze standard, XRD No 1, par 5	175/1050
150360	-	Tampon de gaze standard, XRD No 3, par 5	150/900
150460	-	Tampon de gaze standard, XRD No 4, par 5	100/600
150560	-	Tampon de gaze standard, XRD No 5, par 5	75/450
-	150000	Tampon de gaze standard, XRD No 0, bulk, non-stérile	1000/5000
-	150100	Tampon de gaze standard, XRD No 1, bulk, non-stérile	250/2500
-	150300	Tampon de gaze standard, XRD No 3, bulk, non-stérile	250/4000
-	150400	Tampon de gaze standard, XRD No 4, bulk, non-stérile	250/3000
-	150500	Tampon de gaze standard, XRD No 5, bulk, non-stérile	100/1200



Blouses opératoires BARRIER®

Outre prévenir l'infection de la plaie, les blouses opératoires doivent également protéger le personnel opératoire de la contamination par liquide.

Les blouses opératoires BARRIER® offrent différents niveaux de protection qui couvrent tous les besoins : du tissu déperlant pour les opérations moins invasives au renforcement frontal en plastique respirant, manches et coutures imperméables pour les opérations de chirurgie en milieu humide. La gamme propose également une blouse totalement imperméable pour les conditions les plus extrêmes.

Les blouses opératoires BARRIER sont très confortables, grâce à leur tissu à la fois doux et respirant.

Le choix d'une blouse opératoire

la recherche d'un équilibre entre protection et confort

Les blouses opératoires sont conçues pour protéger les patients et l'équipe médicale de toute contamination croisée. Mölnlycke® propose un vaste assortiment BARRIER® qui vous permet de sélectionner la blouse opératoire adaptée à l'intervention prévue.

Des matériaux respirants, souples et silencieux aident les équipes soignantes à rester concentrées sur le travail en cours.

Toute la gamme peut être incluse dans des trousse ProcedurePak® afin de favoriser la rentabilité des soins et la durabilité tout en garantissant le degré de protection qui convient à chaque intervention.



Nos produits stériles, spécifiques à chaque intervention, sont pliés : ils peuvent donc être enfilés de manière rapide, facile et aseptisée.

Mölnlycke a intégré des éléments ergonomiques à plusieurs de ses blouses opératoires BARRIER®. Exemples :



ERGONOMIQUE

Plis aux épaules



Manches orientées vers l'avant




Manches longues

Choisir la blouse opératoire qui convient à chaque intervention

Notre gamme BARRIER a été conçue pour offrir une bonne combinaison de protection et de confort. Les blouses opératoires conviennent à toutes les procédures possibles :

- Des interventions courtes où une petite quantité de fluides est libérée
- Des interventions complexes de longue durée impliquant une grande quantité de fluides

Toutes les blouses opératoires BARRIER® sont conformes à la norme EN 13795-1 pour les performances standard ou hautes et à la norme AAMI^{7,8}.



Primary - standard performance


Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
560100	460100	Blouse opératoire SP L, 119cm	20/40
560101	460101	Blouse opératoire SP L-L, 134cm	18/36
560102	460102	Blouse opératoire SP XL, 129cm	18/36
560103	460103	Blouse opératoire SP XL-L, 144cm	16/32
560104	460104	Blouse opératoire SP XXL-L, 145cm	16/32
560105	460105	Blouse opératoire SP XXL-XL, 157cm	16/32
560106	460106	Blouse opératoire SP XXL-XXL, 165cm	16/32
560200	-	Blouse opératoire SP L, 119cm, avec 2 essuie-mains, emballés	20/40
560201	-	Blouse opératoire SP L-L, 134cm, avec 2 essuie-mains, emballés	18/36
560202	-	Blouse opératoire SP XL, 129cm, avec 2 essuie-mains, emballés	18/36
560203	-	Blouse opératoire SP XL-L, 144cm, avec 2 essuie-mains, emballés	16/32
560204	-	Blouse opératoire SP XXL-L, 145cm, avec 2 essuie-mains, emballés	16/32
560205	-	Blouse opératoire SP XXL-XL, 157cm, avec 2 essuie-mains, emballés	16/32
560206	-	Blouse opératoire SP XXL-XXL, 165cm, avec 2 essuie-mains, emballés	16/32

SP = Standard Performance

Primary Plus - standard performance


Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
580100	480100	Blouse opératoire SP L, 119cm	20/40
580101	480101	Blouse opératoire SP L-L, 134cm	18/36
580102	480102	Blouse opératoire SP XL, 129cm	18/36
580103	480103	Blouse opératoire SP XL-L, 144cm	16/32
580104	480104	Blouse opératoire SP XXL-L, 145cm	16/32
580105	480105	Blouse opératoire SP XXL-XL, 157cm	16/32
580106	480106	Blouse opératoire SP XXL-XXL, 165cm	16/32
580200	-	Blouse opératoire SP L, 119cm, avec 2 essuie-mains, emballés	20/40
580201	-	Blouse opératoire SP L-L, 134cm, avec 2 essuie-mains, emballés	18/36
580202	-	Blouse opératoire SP XL, 129cm, avec 2 essuie-mains, emballés	18/36
580203	-	Blouse opératoire SP XL-L, 144cm, avec 2 essuie-mains, emballés	16/32
580204	-	Blouse opératoire SP XXL-L, 145cm, avec 2 essuie-mains, emballés	16/32
580205	-	Blouse opératoire SP XXL-XL, 157cm, avec 2 essuie-mains, emballés	16/32

Primary Plus - high performance


Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
590100	490100	Blouse opératoire HP L, 119cm	18/36
590101	490101	Blouse opératoire HP L-L, 134cm	16/32
590102	490102	Blouse opératoire HP XL, 129cm	16/32
590103	490103	Blouse opératoire HP XL-L, 144cm	14/28
590104	490104	Blouse opératoire HP XXL-L, 145cm	14/28
590105	490105	Blouse opératoire HP XXL-XL, 157cm	14/28
590200	-	Blouse opératoire HP L, 119cm, avec 2 essuie-mains, emballés	18/36
590201	-	Blouse opératoire L-L, 134cm, avec 2 essuie-mains, emballés	16/32
590202	-	Blouse opératoire XL, 129cm, avec 2 essuie-mains, emballés	16/32
590203	-	Blouse opératoire XL-L, 144cm, avec 2 essuie-mains, emballés	14/28
590204	-	Blouse opératoire XXL-L, 145cm, avec 2 essuie-mains, emballés	14/28
590205	-	Blouse opératoire XXL-XL, 157cm, avec 2 essuie-mains, emballés	14/28

Primary Plus ISCC - standard performance


Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
583100	483100	Blouse opératoire SP L, 119cm	20/40
583101	483101	Blouse opératoire SP L-L, 134cm	18/36
583102	483102	Blouse opératoire SP XL, 129cm	18/36
583103	483103	Blouse opératoire SP XL-L, 144cm	16/32
583104	483104	Blouse opératoire SP XXL-L, 145cm	16/32
583105	483105	Blouse opératoire SP XXL-XL, 157cm	16/32
583106	483106	Blouse opératoire SP XXL-XXL, 165cm	16/32

Primary Plus ISCC - high performance


Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
593100	493100	Blouse opératoire HP L, 119cm	18/36
593101	493101	Blouse opératoire HP L-L, 134cm	16/32
593102	493102	Blouse opératoire HP XL, 129cm	16/32
593103	493103	Blouse opératoire HP XL-L, 144cm	14/28
593104	493104	Blouse opératoire HP XXL-L, 145cm	14/28
593105	493105	Blouse opératoire HP XXL-XL, 157cm	14/28
593106	493106	Blouse opératoire HP XXL-XXL, 165cm	14/28

Ultimate - standard performance


Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
680003	-	Blouse opératoire SP L-L, 134cm	16/32
680005	-	Blouse opératoire SP XL-L, 144cm	16/32
680006	-	Blouse opératoire SP XXL-L, 145cm	14/28
680102	780102	Blouse opératoire SP L, 119cm, avec 2 essuie-mains, emballés	18/36
680103	780103	Blouse opératoire SP L-L, 134cm, avec 2 essuie-mains, emballés	16/32
680104	780104	Blouse opératoire SP XL, 129cm, avec 2 essuie-mains, emballés	16/32
680105	780105	Blouse opératoire SP XL-L, 144cm, avec 2 essuie-mains, emballés	16/32
680106	780106	Blouse opératoire SP XXL-L, 145cm, avec 2 essuie-mains, emballés	14/28

Ultimate - high performance


Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
690003	-	Blouse opératoire HP L-L, 134cm	14/28
690005	-	Blouse opératoire HP XL-L, 144cm	14/28
690006	-	Blouse opératoire HP, XXL-L, 145cm	12/24
690102	790102	Blouse opératoire HP L, 119cm, avec 2 essuie-mains, emballés	16/32
690103	790103	Blouse opératoire HP L-L, 134cm, avec 2 essuie-mains, emballés	14/28
690104	790104	Blouse opératoire HP XL, 129cm, avec 2 essuie-mains, emballés	14/28
690105	790105	Blouse opératoire HP XL-L, 144cm, avec 2 essuie-mains, emballés	14/28
690106	790106	Blouse opératoire HP XXL-L, 145cm, avec 2 essuie-mains, emballés	12/24
690107	790107	Blouse opératoire HP XXL-XL, 165cm, avec 2 essuie-mains, emballés	12/24

Classic - standard performance


Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
650101	750101	Blouse opératoire SP M, 121cm, avec 2 essuie-mains, emballés	20/40
650102	700102	Blouse opératoire SP L, 121cm, avec 2 essuie-mains, emballés	20/40
650104	750103	Blouse opératoire SP L-L, 131cm, avec 2 essuie-mains, emballés	20/40
650105	750103	Blouse opératoire SP L-L, 131cm	22/44
650108	750106	Blouse opératoire SP XL, 132cm, avec 2 essuie-mains, emballés	18/36
650110	-	Blouse opératoire SP XL-L, 145cm, avec 2 essuie-mains, emballés	18/36
650111	750111	Blouse opératoire SP XL-L, 145cm	16/32
650113	750113	Blouse opératoire SP XXL-XL, 160cm, avec 2 essuie-mains, emballés	16/32
650114	750114	Blouse opératoire SP XXL-L, 148cm, avec 2 essuie-mains, emballés	18/36
650115	750114	Blouse opératoire SP XXL-L, 148cm	18/36
650116	750108	Blouse opératoire SP XL, 132cm	20/40

Classic - high performance (FSC)


Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
860101	960101	Blouse opératoire HP L, 121cm, avec 2 essuie-mains, emballés (FSC)	18/36
860102	960102	Blouse opératoire HP L-L, 131cm (FSC)	18/36
860103	960102	Blouse opératoire HP L-L, 131cm, avec 2 essuie-mains, emballés (FSC)	18/36
860105	960104	Blouse opératoire HP XL, 132cm (FSC)	16/32
860106	960104	Blouse opératoire HP XL, 132cm, avec 2 essuie-mains, emballés (FSC)	16/32
860107	960105	Blouse opératoire HP XL-L, 145cm (FSC)	16/32
860108	960105	Blouse opératoire HP XL-L, 145cm, avec 2 essuie-mains, emballés (FSC)	16/32
860110	960107	Blouse opératoire HP XXL-XL, 161cm, avec 2 essuie-mains, emballés (FSC)	16/32
860111	960108	Blouse opératoire HP XXL-L, 148cm, avec 2 essuie-mains, emballés (FSC)	16/32

Classic - standard performance avec passe-pousés ou masque


Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
650106	750106	Blouse opératoire SP avec passe-pouces L-L, 131cm, avec 2 essuie-mains, emballés	18/36
650107	-	Blouse opératoire SP avec masque L-L, 131cm, avec 2 essuie-mains, emballés	20/40

Classic - high performance avec masque et passe-pouces (FSC)


Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
860104	960103	Blouse opératoire HP avec masque et passe-pouces, L-L, 131cm, avec 2 essuie-mains, emballés (FSC)	16/32
860109	960106	Blouse opératoire HP avec masque et passe-pouces, XL-L, 145cm, avec 2 essuie-mains, emballés (FSC)	16/32

Classic Tie-Back - standard performance


Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
640101	740101	Blouse opératoire Tie-Back SP L, 120cm, avec 2 essuie-mains, emballés	20/40
640102	740101	Blouse opératoire Tie-Back SP L, 120cm, avec 1 essuie-mains	22/44
640103	740103	Blouse opératoire Tie-Back SP XL-L, 141cm, avec 1 essuie-mains	20/40

Classic urology - high performance (FSC)



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
870301	970301	Blouse opératoire urologique HP L, 141cm, avec 2 essuie-mains, emballés (FSC)	16/32
870302	970302	Blouse opératoire urologique HP XL, 160cm, avec 2 essuie-mains, emballés (FSC)	16/32

Fluid protection plus - high performance (FPP)


Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
670101	-	Blouse opératoire HP M, 121cm, avec 2 essuie-mains, emballés	32/64
670102	770102	Blouse opératoire HP L, 121cm, avec 2 essuie-mains, emballés	32/64
670103	770103	Blouse opératoire HP L-L, 131cm, avec 2 essuie-mains, emballés	30/60
670104	-	Blouse opératoire HP XL, 132cm, avec 2 essuie-mains, emballés	28/56
670105	770105	Blouse opératoire HP XL-L, 145cm, avec 2 essuie-mains, emballés	28/56
670106	770106	Blouse opératoire HP XXL-XL, 161cm, avec 2 essuie-mains, emballés	26/52
670107	770107	Blouse opératoire HP XXL-L, 148cm, avec 2 essuie-mains, emballés	28/56

Virus protection plus - high performance (VPP)


Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
652400	752400	Blouse opératoire HP L, 122cm, avec 2 essuie-mains, emballés, PPE certifié	14/28
652401	752401	Blouse opératoire HP L-L, 126cm, avec 2 essuie-mains, emballés, PPE certifié	13/26
652402	752402	Blouse opératoire HP XL, 130cm, avec 2 essuie-mains, emballés, PPE certifié	13/26
652403	752403	Blouse opératoire HP XL-L, 135cm, avec 2 essuie-mains, emballés, PPE certifié	12/24
652404	752404	Blouse opératoire HP XXL-L, 140cm, avec 2 essuie-mains, emballés, PPE certifié	11/22
652405	752405	Blouse opératoire HP XXL-XL, 155cm, avec 2 essuie-mains, emballés, PPE certifié	11/22
852400	952400	Blouse opératoire HP L, 122cm, avec 2 essuie-mains, emballés	14/28
852401	952401	Blouse opératoire HP L-L, 126cm, avec 2 essuie-mains, emballés	13/26
852402	952402	Blouse opératoire HP XL, 130cm, avec 2 essuie-mains, emballés	13/26
852403	952403	Blouse opératoire HP XL-L, 135cm, avec 2 essuie-mains, emballés	12/24
852404	952404	Blouse opératoire HP XXL-L, 140cm, avec 2 essuie-mains, emballés	11/22
852405	952405	Blouse opératoire HP XXL-XL, 155cm, avec 2 essuie-mains, emballés	11/22

Protège-bras


Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
623501	-	Protège-bras (stérile), longueur 48cm	40/80



Coiffes BARRIER®

Les coiffes chirurgicales aident à protéger les patients contre les infections postopératoires⁹.

Le personnel de la salle d'opération doit porter une attention particulière au recouvrement des parties du corps qui représentent une menace pour le patient en raison du risque de chute de particules étrangères dans la plaie chirurgicale. C'est particulièrement vrai pour la tête - et surtout pour les cheveux.

Une étude a examiné le degré de contamination dans les milieux chirurgicaux où le personnel de la salle d'opération utilisait une coiffe chirurgicale plutôt que de ne pas en porter du tout. Les résultats mettent clairement en évidence les avantages de l'utilisation de coiffes chirurgicales pour réduire le niveau d'infection¹⁰.

Notre large gamme de coiffes BARRIER® offre différents styles et s'adapte à tous les types de chirurgie, à toutes les formes et tailles de tête et à toutes les coupes de cheveux. Nos coiffes réduisent le risque de chute de particules étrangères dans la plaie¹¹. Nos coiffes sont également portées par le personnel médical et les patients dans d'autres environnements pour des raisons d'hygiène.

Choisir la bonne coiffe BARRIER

Les coiffes BARRIER soutiennent vos protocoles de prévention des infections - il a été démontré que l'utilisation d'une coiffe réduit le risque de chute de particules dans la plaie chirurgicale.

La gamme de coiffes BARRIER offre des options adaptées à tout type d'opération, y compris en dehors de la salle d'opération, pour des raisons d'hygiène et pour tous les besoins du personnel.



SPECIAL

Coiffes avec une gamme de caractéristiques et de modèles spéciaux, tels que des bandeaux de survêtement intégrés pour plus de confort. Fabriqué dans un matériau doux et respirant.

EXTRA COMFORT

Coiffes faites d'un matériau doux, absorbant et respirant.

STANDARD

Coiffes adaptées à la plupart des interventions et situations. Fabriqué dans un matériau doux et respirant.

BASIC

Une gamme de coiffes abordables pour tous les besoins de base.

Charlotte ronde à élastique - Annie


Réf. non-stérile	Description	Emballage
621500	Charlotte ronde à élastique L, couleurs mixtes	150/600
621715	Charlotte ronde à élastique M, bleu	150/600
621725	Charlotte ronde à élastique M, vert	150/600
621735	Charlotte ronde à élastique M, blanc	150/600
621815	Charlotte ronde à élastique L, bleu	150/600
621825	Charlotte ronde à élastique L, vert	150/600
621835	Charlotte ronde à élastique L, blanc	150/600
621925	Charlotte ronde à élastique XL, vert	150/600

Charlotte ronde à élastique - Charlotte


Réf. non-stérile	Description	Emballage
620900	Charlotte ronde à élastique M, blanc	-/200

Coiffe chirurgicale - Eurocap


Réf. non-stérile	Description	Emballage
620800	Coiffe chirurgicale, bleu	100/500
620810	Coiffe chirurgicale, vert	100/500

Coiffe chirurgicale - Kosack



Réf. non-stérile	Description	Emballage
621000	Coiffe chirurgicale élastiquée, vert	120/960
621001	Coiffe chirurgicale élastiquée, violet	120/960
621005	Coiffe chirurgicale élastiquée, bleu	120/960

Calot - Jack



Réf. non-stérile	Description	Emballage
620300	Calot chirurgical, vert	150/1200

Calot - Philip


Réf. non-stérile	Description	Emballage
621301	Calot avec liens à nouer, vert	100/500

Coiffe chirurgicale - Flory


Réf. non-stérile	Description	Emballage
620500	Coiffe chirurgicale imprimée aérée, avec liens à nouer, vert	100/500

Coiffe chirurgicale - Peggy


Réf. non-stérile	Description	Emballage
621700	Coiffe chirurgicale élastiquée, vert	120/960

Cagoule


Réf. non-stérile	Description	Emballage
70000002	Cagoule, bleu	40/160

Cagoule - Tuck


Réf. non-stérile	Description	Emballage
620100	Cagoule, avec liens à nouer, vert	120/960
620105	Cagoule, avec liens à nouer, bleu	100/500

Coiffe chirurgicale - Commodus


Réf. non-stérile	Description	Emballage
622010	Coiffe chirurgicale élastiquée avec bandeau absorbant, vert/blanc	60/480

Cagoule - Glenn


Réf. non-stérile	Description	Emballage
620200	Cagoule avec bandeau absorbant, vert	40/200

Coiffe chirurgicale - Albin



Réf. non-stérile	Description	Emballage
620250	Cagoule avec liens à nouer, vert	60/300

Charlotte ronde - Flott


Réf. non-stérile	Description	Emballage
70042013	Charlotte ronde à élastique, vert	100/400

Calot chirurgicale - Elast


Réf. non-stérile	Description	Emballage
42062	Calot, bleu	150/1200
42063	Calot, vert	150/1200

Coiffe chirurgicale - Chic


Réf. non-stérile	Description	Emballage
42033	Coiffe chirurgicale avec liens à nouer, vert	100/800
42034	Coiffe chirurgicale avec liens à nouer, bleu	100/800

Coiffe chirurgicale - Theatre


Réf. non-stérile	Description	Emballage
42042	Coiffe chirurgicale avec liens à nouer, bleu	200/1600

Coiffe chirurgicale - Kosack


Réf. non-stérile	Description	Emballage
621010	Coiffe chirurgicale élastiquée, vert	100/500
621020	Coiffe chirurgicale élastiquée, bleu	120/960

Cagoule - All


Réf. non-stérile	Description	Emballage
42072	Cagoule avec liens à nouer, bleu	120/960
42073	Cagoule avec liens à nouer, vert	120/960

Cagoule - All


Réf. non-stérile	Description	Emballage
42074	Cagoule avec bandeau absorbant et liens à nouer, vert	70/560

Cagoule - All lady


Réf. non-stérile	Description	Emballage
42071	Cagoule avec liens à nouer, vert	120/960

Cagoule - All pro


Réf. non-stérile	Description	Emballage
42076	Cagoule avec bandeau absorbant et liens à nouer, vert	50/400



Masques médicaux BARRIER®

Protection confortable avec les masques médicaux BARRIER®.

Le port d'un masque chirurgical a pour but de prévenir les infections bactériennes chez les patients et le personnel. Le confort est un autre aspect de la qualité du masque chirurgical. La peau autour de la bouche, du nez et des oreilles est la partie la plus sensible du corps. Nos masques médicaux sont conçus d'un matériau doux pour assurer un grand confort et une faible résistance à l'air afin d'éviter toute irritation pour le porteur.


Le choix du masque chirurgical fait toute la différence. Les masques médicaux sont conçus pour minimiser le transfert des bactéries et des particules du personnel médical au patient. Le choix d'un masque chirurgical médical peut faire une différence¹². Nos masques médicaux BARRIER offrent une filtration bactérienne, réduisant le risque d'infection et le besoin d'un suivi coûteux.

- La faible résistance respiratoire facilite la respiration et est plus confortable pendant de longues périodes.
- Haute efficacité de filtration bactérienne réduisant la propagation des bactéries dans l'air de la salle d'opération
- Les masques médicaux résistant aux éclaboussures réduisent le risque que le porteur soit exposé à des liquides contaminés¹²
- Des symboles clairs sur tous les masques médicaux BARRIER pour faciliter la vie de l'utilisateur

Choisir le bon masque médical

Les masques médicaux BARRIER® sont conçus pour minimiser le transfert des bactéries et des particules du personnel médical au patient, réduisant ainsi le risque d'infection et la nécessité de soins ultérieurs coûteux.

De plus, tous nos masques médicaux sont conçus pour procurer un confort optimal et une faible résistance à l'air afin de limiter les irritations.



PERSONAL PROTECTION

Masques médicaux avec filtration conforme à la norme EN 149 et A1(2009), assurant une protection contre les particules en suspension dans l'air. La gamme se compose de masques avec plusieurs niveaux de filtration pour répondre aux différents besoins.

EXTRA PROTECTION

Masques médicaux avec protection renforcée, adaptés aux procédures avec perte de fluides élevée. Large gamme de modèles et de fonctions supplémentaires, telles que des fonctions antibuée et des visières.

SPECIAL

Masques médicaux avec des fonctions de confort supplémentaires. Large gamme de modèles et de fonctions supplémentaires telles que les fonctions antibuée, antireflet, espace de réserve et couche de confort au contact de la peau.

STANDARD

Masques chirurgicaux médicaux avec une grande capacité de filtration et une faible résistance respiratoire.

Masque médical standard


Réf. non-stérile	Description	Emballage
4334	Masque médical, standard, bleu	50/600


Masque médical standard


Réf. non-stérile	Description	Emballage
4230	Masque médical, standard, bleu	60/600


Masque médical standard


Réf. non-stérile	Description	Emballage
4302	Masque médical, standard, vert	50/600


Masque médical standard


Réf. non-stérile	Description	Emballage
657000	Masque médical, standard, bleu	60/360


Masque médical standard


Réf. non-stérile	Description	Emballage
4330	Masque médical, standard, bleu	50/600


Masque médical standard


Réf. non-stérile	Description	Emballage
42280	Masque médical, standard, bleu	60/600


Masque médical standard


Réf. non-stérile	Description	Emballage
4237	Masque médical, standard, motifs de fleurs	60/600



Masque médical standard


Réf. non-stérile	Description	Emballage
4228	Masque médical, standard, bleu	50/500




Masque médical spécial


Réf. non-stérile	Description	Emballage
657100	Masque médical, spécial, bleu	60/360


Masque médical spécial


Réf. non-stérile	Description	Emballage
658200	Masque médical, spécial, vert	50/500


Masque médical spécial


Réf. non-stérile	Description	Emballage
658000	Masque médical, spécial, vert	60/600


Masque médical spécial


Réf. non-stérile	Description	Emballage
658300	Masque médical, spécial, blanc	60/600


Masque médical spécial


Réf. non-stérile	Description	Emballage
658010	Masque médical, spécial, vert	60/600


Masque médical spécial


Réf. non-stérile	Description	Emballage
4231	Masque médical, spécial, bleu	60/600


Masque médical spécial


Réf. non-stérile	Description	Emballage
4238	Masque médical, spécial, vert	60/600


Masque médical spécial


Réf. non-stérile	Description	Emballage
42801	Masque médical, spécial, vert	70/700



Masque médical extra protection


Réf. non-stérile	Description	Emballage
4224	Masque médical, extra protection, bleu	50/500


Masque médical extra protection


Réf. non-stérile	Description	Emballage
4313	Masque médical, extra protection, bleu	50/600


Masque médical extra protection


Réf. non-stérile	Description	Emballage
4236	Masque médical, extra protection, violet	50/500


Masque médical extra protection



Réf. non-stérile	Description	Emballage
658391	Masque médical, extra protection, blanc	50/500


Masque médical extra protection


Réf. non-stérile	Description	Emballage
4291	Masque médical, extra protection, bleu	50/500


Masque médical extra protection


Réf. non-stérile	Description	Emballage
4315	Masque médical, extra protection, bleu	50/600


Masque médical extra protection


Réf. non-stérile	Description	Emballage
4232	Masque médical, extra protection, bleu	50/200


Masque médical extra protection


Réf. non-stérile	Description	Emballage
4267	Masque médical, extra protection, bleu	50/200



Masque médical extra protection

Réf.	Description	Emballage
4234	Masque médical, extra protection, bleu	50/500



Masque médical FFP



Réf. non-stérile	Description	Emballage
42902	Masque médical, Protection Extra Filtration FFP1, blanc	20/200

Masque médical FFP









Réf. non-stérile	Description	Emballage
42904	Masque médical, Protection Extra Filtration FFP2, blanc	20/200

Masque médical FFP



Réf. non-stérile	Description	Emballage
42926	Masque médical, Protection Extra Filtration FFP3, blanc	20/260

Référence non-stérile	Description										Emballage	Couleur
		Elastiques	Liens à nouer	Extra large	Porte coque	Antibuée	Doux	Antiprojection	Visière	Antireflet		
MASQUE MÉDICAL / STANDARD (TYPE II)												
4334	Masque médical, bleu	•									50/600	•
4230	Masque médical, bleu		•								60/600	•
4302	Masque médical, vert		•								50/600	•
657000	Masque médical, bleu		•								60/360	•
4330	Masque médical, bleu		•								50/600	•
42280	Masque médical, bleu		•								60/600	•
4237	Masque médical, motifs de fleurs		•								60/600	♻️
4228	Masque médical, bleu	•									50/500	•
MASQUE MÉDICAL / SPECIAL (TYPE II)												
4231	Masque médical, bleu		•			•					60/600	•
4238	Masque médical, vert		•			•					60/600	•
657100	Masque médical, bleu		•	•							60/360	•
658200	Masque médical, vert	•			•						50/500	•
658000	Masque médical, vert		•		•						60/600	•
658300	Masque médical, blanc		•		•		•				60/600	•
658010	Masque médical, vert		•		•	•					60/600	•
428801	Masque médical, vert		•			•					70/700	•
MASQUE MÉDICAL / EXTRA PROTECTION (TYPE IIR)												
4224	Masque médical, bleu	•				•		•			50/500	•
4315	Masque médical, bleu	•						•			50/600	•
4313	Masque médical, bleu		•					•			50/600	•
658391	Masque médical, blanc		•		•	•	•	•			50/500	•
4234	Masque médical, bleu		•			•		•			50/500	•
4236	Masque médical, violet		•			•		•			50/500	•
4291	Masque médical, bleu		•			•		•			50/500	•
4232	Masque médical, bleu		•			•		•	•		50/200	•
4267	Masque médical, bleu	•				•		•	•		50/200	•
MASQUE MÉDICAL / PERSONAL PROTECTION												
42902	Masque médical, FFP1, blanc										20/200	•
42904	Masque médical, FFP2, blanc										20/200	•
42926	Masque médical, FFP3, blanc										20/260	•

Pyjamas de bloc BARRIER®

Avec Mölnlycke®, vous pouvez compter sur des pyjamas de bloc de qualité supérieure. Notre gamme comprend un large choix de pyjamas de bloc, de vestes Warm-up et de tenues de bloc Clean Air Suit, afin de répondre aux besoins et aux préférences spécifiques de votre hôpital et de votre équipe. Le modèle, le niveau de confort, la couleur et la taille ? Vous avez le choix.

Saviez-vous que ?

Les pyjamas de bloc BARRIER® de Mölnlycke sont des dispositifs médicaux marqués CE et sont fabriqués dans un environnement propre et contrôlé avec un matériau peu pelucheux. Notre processus de fabrication et d'emballage soigneux garantit la meilleure qualité et une protection fiable - à chaque fois.



Pyjama de bloc, chemise, vert


Réf. non-stérile	Description	Emballage
839109	Pyjama de bloc, chemise, S	-/45
839209	Pyjama de bloc, chemise, M	-/45
839309	Pyjama de bloc, chemise, L	-/45
839409	Pyjama de bloc, chemise, XL	-/45

Pyjama de bloc, pantalon, vert


Réf. non-stérile	Description	Emballage
839509	Pyjama de bloc, pantalon, S	-/45
839609	Pyjama de bloc, pantalon, M	-/45
839709	Pyjama de bloc, pantalon, L	-/45
839809	Pyjama de bloc, pantalon, XL	-/45

Pyjama de bloc, chemise et pantalon, bleu


Réf. non-stérile	Description	Emballage
836009	Pyjama de bloc, XS	-/50
836109	Pyjama de bloc, S	-/45
836209	Pyjama de bloc, M	-/45
836309	Pyjama de bloc, L	-/45
836409	Pyjama de bloc, XL	-/45
836509	Pyjama de bloc, XXL	-/35

Pyjama de bloc, chemise et pantalon, violet


Réf. non-stérile	Description	Emballage
832009	Pyjama de bloc, XS	-/50
832109	Pyjama de bloc, S	-/45
832209	Pyjama de bloc, M	-/45
832309	Pyjama de bloc, L	-/45
832409	Pyjama de bloc, XL	-/45
832509	Pyjama de bloc, XXL	-/35

Pyjama de bloc, chemise, bleu


Réf. non-stérile	Description	Emballage
21600	Pyjama de bloc, chemise, XS	-/48
21610	Pyjama de bloc, chemise, S	-/48
21620	Pyjama de bloc, chemise, M	-/48
21630	Pyjama de bloc, chemise, L	-/48
21640	Pyjama de bloc, chemise, XL	-/48
21650	Pyjama de bloc, chemise, XXL	-/48
21660	Pyjama de bloc, chemise, XXXL	-/48
21670	Pyjama de bloc, chemise, XXXXL	-/48

Pyjama de bloc, pantalon, bleu


Réf. non-stérile	Description	Emballage
21700	Pyjama de bloc, pantalon, XS	-/48
21710	Pyjama de bloc, pantalon, S	-/48
21720	Pyjama de bloc, pantalon, M	-/48
21730	Pyjama de bloc, pantalon, L	-/48
21740	Pyjama de bloc, pantalon, XL	-/48
21750	Pyjama de bloc, pantalon, XXL	-/48
21760	Pyjama de bloc, pantalon, XXXL	-/48
21770	Pyjama de bloc, pantalon, XXXXL	-/48

Pyjama de bloc, chemise, vert


Réf. non-stérile	Description	Emballage
18600	Pyjama de bloc, chemise, XS	-/48
18610	Pyjama de bloc, chemise, S	-/48
18620	Pyjama de bloc, chemise, M	-/48
18630	Pyjama de bloc, chemise, L	-/48
18640	Pyjama de bloc, chemise, XL	-/48
18650	Pyjama de bloc, chemise, XXL	-/48
18660	Pyjama de bloc, chemise, XXXL	-/48
18670	Pyjama de bloc, chemise, XXXXL	-/48

Pyjama de bloc, pantalon, vert


Réf. non-stérile	Description	Emballage
18700	Pyjama de bloc, pantalon, XS	-/48
18710	Pyjama de bloc, pantalon, S	-/48
18720	Pyjama de bloc, pantalon, M	-/48
18730	Pyjama de bloc, pantalon, L	-/48
18740	Pyjama de bloc, pantalon, XL	-/48
18750	Pyjama de bloc, pantalon, XXL	-/48
18760	Pyjama de bloc, pantalon, XXXL	-/48
18770	Pyjama de bloc, pantalon, XXXXL	-/48

Pyjama de bloc, chemise avec manchettes aux manches et à la taille, vert


Réf. non-stérile	Description	Emballage
22600	Pyjama de bloc, chemise, XS	-/48
22610	Pyjama de bloc, chemise, S	-/48
22620	Pyjama de bloc, chemise, M	-/48
22630	Pyjama de bloc, chemise, L	-/48
22640	Pyjama de bloc, chemise, XL	-/48

Pyjama de bloc, pantalon avec manchettes, vert


Réf. non-stérile	Description	Emballage
22700	Pyjama de bloc, pantalon, XS	-/48
22710	Pyjama de bloc, pantalon, S	-/48
22720	Pyjama de bloc, pantalon, M	-/48
22730	Pyjama de bloc, pantalon, L	-/48
22740	Pyjama de bloc, pantalon, XL	-/48

Clean air suit, chemise avec manchettes manches/taille


Réf. non-stérile	Description	Emballage
842000	Clean air suit chemise, XS	-/28
842100	Clean air suit chemise, S	-/26
842200	Clean air suit chemise, M	-/22
842300	Clean air suit chemise, L	-/20
842400	Clean air suit chemise, XL	-/18
842500	Clean air suit chemise, XXL	-/18
842600	Clean air suit chemise, XXXL	-/16

Clean air suit, pantalon avec manchettes pantalon/taille


Réf. non-stérile	Description	Emballage
843000	Clean air suit pantalon, XS	-/28
843100	Clean air suit pantalon, S	-/26
843200	Clean air suit pantalon, M	-/22
843300	Clean air suit pantalon, L	-/20
843400	Clean air suit pantalon, XL	-/18
843500	Clean air suit pantalon, XXL	-/18
843600	Clean air suit pantalon, XXXL	-/16

Warm-up jacket, manches longues, bleu


Réf. non-stérile	Description	Emballage
831010	Warm-up jacket, S	-/30
831020	Warm-up jacket, M	-/30
831030	Warm-up jacket, L	-/30
831040	Warm-up jacket, XL	-/30

Warm-up jacket, manches longues, vert


Réf. non-stérile	Description	Emballage
832010	Warm-up jacket, S	-/30
832020	Warm-up jacket, M	-/30
832030	Warm-up jacket, L	-/30
832040	Warm-up jacket, XL	-/30

Warm-up jacket, manches longues, vert


Réf. non-stérile	Description	Emballage
18001	Warm-up jacket, S	-/48
18010	Warm-up jacket, M	-/48
18020	Warm-up jacket, L	-/48
18030	Warm-up jacket, XL	-/48
18040	Warm-up jacket, XXL	-/48
18050	Warm-up jacket, XXXL	-/48

Warm-up jacket, manches longues, blue


Réf. non-stérile	Description	Emballage
28000	Warm-up jacket, S	-/48
28010	Warm-up jacket, M	-/48
28020	Warm-up jacket, L	-/48
28030	Warm-up jacket, XL	-/48
28040	Warm-up jacket, XXL	-/48
28050	Warm-up jacket, XXXL	-/48

Warm-up jacket, manches 3/4, vert


Réf. non-stérile	Description	Emballage
18300	Warm-up jacket, S	-/48
18310	Warm-up jacket, M	-/48
18320	Warm-up jacket, L	-/48
18330	Warm-up jacket, XL	-/48
18340	Warm-up jacket, XXL	-/48

Chemise de patient basic


Réf. non-stérile	Description	Emballage
616550	Chemise de patient	-/120
616560	Chemise de patient avec manches courtes	-/120

Surchaussures plastic


Réf. non-stérile	Description	Emballage
359000	Surchaussures 36x15cm, plastic	100/1000

Surchaussures non-tissé


Réf. non-stérile	Description	Emballage
359010	Surchaussures 37x17cm, non-tissé 35g/m ²	-/500

Surchaussures


Réf. non-stérile	Description	Emballage
359050	Surchaussures 37x17cm, non-tissé 35g/m ² , plastic	-/400
359070	Surchaussures 40x17cm, non-tissé 35g/m ² , plastic	-/400

Jambière non-tissé à usage unique


Réf. non-stérile	Description	Emballage
629993	Jambière non-tissé à usage unique	-/74

Couverture non-tissé à usage unique


Réf. non-stérile	Description	Emballage
629998	Couverture non-tissé à usage unique 130x95cm	-/40
629999	Couverture non-tissé à usage unique 130x190cm	-/20

EasyWarm Couverture chauffante auto-active


Réf. non-stérile	Description	Emballage
629900	EasyWarm Couverture chauffante auto-active 92x152cm	-/10

EasyWarm Couverture chauffante - T design


Réf. non-stérile	Description	Emballage
629910	EasyWarm Couverture chauffante T-design 110/150x200cm	-/7

Blouse de protection


Réf. non-stérile	Description	Emballage
1901	Blouse de protection L, jaune	-/50
1902	Blouse de protection L, bleu	-/50
1903	Blouse de protection L, vert	-/50
1904	Blouse de protection L, blanc	-/50
1905	Blouse de protection L, bleu foncé	-/50
1921	Blouse de protection XL, jaune	-/50
1922	Blouse de protection XL, bleu	-/50
1923	Blouse de protection XL, vert	-/50
1924	Blouse de protection XL, blanc	-/50
1925	Blouse de protection XL, bleu foncé	-/50

Blouse de protection avec manchettes



Réf. non-stérile	Description	Emballage
19055	Blouse de protection avec manchettes L, bleu foncé	-/50
19255	Blouse de protection avec manchettes XL, bleu foncé	-/45

Blouse de protection imperméable


Réf. non-stérile	Description	Emballage
1931	Blouse de protection imperméable, avec manchettes L, jaune	-/50
1932	Blouse de protection imperméable, avec manchettes L, bleu	-/50
1933	Blouse de protection imperméable, avec manchettes XL, jaune	-/40
1934	Blouse de protection imperméable, avec manchettes XL, bleu	-/40

Blouse de protection avec manchettes stérile



Réf. stérile	Description	Emballage
616641	Blouse de protection L, avec essuie-mains	28/56
616650	Blouse de protection L, sans essuie-mains	26/52

Tablier de protection


Réf. non-stérile	Description	Emballage
613000	Tablier de protection 115x75cm, laminé 2 couches	-/200
613100	Tablier de protection 145x75cm, laminé 2 couches	-/150
613350	Tablier de protection 140x81cm, plastic	100/500

Blouse de protection AAMI 2


Réf. non-stérile	Description	Emballage
1301	Blouse de protection M 106x128cm, bleu	10/120
1302	Blouse de protection M 106x128cm, jaune	10/120
1311	Blouse de protection L 115x140cm, bleu	10/90
1312	Blouse de protection L 115x140cm, jaune	10/90
1321	Blouse de protection XL 135x162cm, bleu	10/90
1322	Blouse de protection XL 135x162cm, jaune	10/90
1331	Blouse de protection XXL 145x176cm, bleu	10/90
1332	Blouse de protection XXL 145x176cm, jaune	10/90



Références

1. Greiling, M. A multinational case study to evaluate and quantify time-saving by using custom procedure trays for operating room efficiency. Data presented at European Association of Hospital Managers, September 2010 (poster).
2. Color coding: Customer reference case. 2014. Data on file
3. Neely AN, Maley MP *J Clin Microbiol* 2000;36:724-6.
4. Verkala K et al *Eur J Card Surg* 1998;14:206-10.
5. Humans as dispersers of microorganisms- dispersion pattern and prevention. Jan Hoborn.
6. Fulfil the requirements of EN 14683:2005 Surgical masks - Requirements and test methods.
7. European Standard EN 13795:2011 Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices for patients, clinical staff and equipment - General requirements for manufacturers, processors and products, test methods, performance requirements and performance levels.
8. ANSI/AAMI PB70:2012 Liquid performance and classification of protective apparel and drapes for use in health care facilities. 3. FQN material study on competitor gown materials. 2010.
9. Neely AN, Maley MP *J Clin Microbiol* 2000;36:724-6.
10. Gordon A J, et al. Letter to the Editor. *J Hosp Inf* 2009;8:289-291.
11. Humans as dispersers of microorganisms - dispersion pattern and prevention. Jan Hoborn. Department of Clinical Bacteriology. Inst of Medical Microbiology, University of Göteborg, Göteborg, Sweden.
12. EN 14683:2014 Surgical masks- Requirements and test methods, Annex A (informative).
13. Ljungqvist B and Reinmüller B. PEOPLE AS A CONTAMINATION SOURCE. Surgical clothing systems for operating rooms - a comparison between disposable non-woven and reusable mixed material. Report from Chalmers University of Technology. 2012.
14. Pada S and Perl TM *Curr Opin Infec Dis* 2015; 28:369-374.
15. Tammelin, A., Ljungqvist, B., Reinmüller, B. Singleuse surgical clothing system for reduction of airborne bacteria in the operating room. *J Hospital Infect.* 2013. 84(3):245-7.
16. Tammelin, A., Hambraeus, A., Stahle, E. Routes and sources of *Staphylococcus aureus* transmitted to the surgical wound during cardiothoracic surgery: possibility of preventing wound contamination by use of special scrub suits. *Infection Control and Hospital Epidemiology* 2001;22(6):338-346.
17. Eriksson E & Westerdahl J. Life Cycle Assessment of single-use and reusable hospital staff clothing on the Spanish market. Gothenburg, 2 September, 2011. IVL Swedish Environmental Research Institute.
18. REPR0355, Spectrophotometer Measurement of the Colour Indicator Type Surgical Gloves. 2008. Data on file.
19. REPRHJV004. Biogel Endotoxin Report, Non-Pyrogenic Surgical Gloves. 2010. Data on file.
20. Asplund Peiro S et al. Quantitative determination of endotoxins on surgical gloves. *Journal of Hospital Infection* 1990; 16: 167-172.



Révolutionner les soins pour les personnes et la planète

Nous favorisons les changements qui améliorent la santé et le bien-être des patients et de ceux qui les soignent, tout en réduisant l'empreinte écologique des soins de santé.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.molnlycke.be

Mölnlycke Health Care SA, Berchemstadionstraat 72, boîte 2, 2600 Berchem, Belgique.
Tél. : 03 286 89 50, Fax : 03 286 89 52.

Les marques, noms et logos de Mölnlycke, Mepilex, Hibi, BARRIER, EasyWarm, Biogel et ProcedurePak sont des marques déposées du groupe Mölnlycke Health Care. © 2024 Mölnlycke Health Care. Tous droits réservés.


Mölnlycke®